

**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-A.C.E. (ENZ. CONV. ANGIOTENSINA)	90.17.E	(Met. Enzimatico UV)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-Ac ANTI-RECETTORI NICOTINICO-ACETILCOLINA	90.53.9.0	(Met. Immunoenzimatico)	nmol/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
Uft-ACETONE		(Met. Gascromatografia)	mg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	15 gg		
Uit-ACETONE		(Met. Gascromatografia)	mg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	15 gg		
S-ACIDI BILIARI	90.01.5_0	(Met. Enzimatico)	µmol/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-Ac-ANTI-CITRULLINA	90.47.D_0	(Met. Chemiluminescenza)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-CITRATO SIERICO		(Met. PHO)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	16 gg		
S-Ac. ANTI Mycoplasma pneumoniae IgG	91.02.5	(Met. Chemiluminescenza)	KAU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-Ac. ANTI Mycoplasma pneumoniae IgM	91.02.5	(Met. Chemiluminescenza)	KAU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
P-ORMONE ADRENOCORTICOTROPO (ACTH)	90.15.2	(Met. Chemiluminescenza)	ng/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	4 gg		
ACTINOMICETI ESAME COLTURALE		(Met. Colturale)		Tamponi vari (no feci)	Service SYNLAB	10 gg		
S-Ac ANTI-CUTE		(Met. IF indiretta)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-Ac-ANTI-DNA IgG	90.48.3	(Met. Multiplex Luminex)	UI/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-AC. ANTI ADENOVIRUS IgG	91.12.3	(Met. ELISA)	NTU	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
S-AC. ANTI ADENOVIRUS IgM	91.12.3	(Met. ELISA)	NTU	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
F-RICERCA ADENOVIRUS	91.13.3	(Met. Immunocromatografico)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	5 gg		
S-AC. ANTI-DIFTERITE		(Met. ELISA)	UI/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	12 gg		
S-ADIPONECTINA		(Met. EIA)	µg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	14 gg		
P-ADRENALINA	90.04.2	(Met. HPLC)	pg/mL	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	8 gg		
U24H-ADRENALINA urinaria	90.04.3	(Met. HPLC)	µg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	8 gg		
U24-CONTA DI ADDIS	90.44.2	(Met. Microscopico)	Multiple	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	2 gg		
Uft-ACIDO FENILGLOSSILICO		(Met. HPLC)	mg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-ACIDO FENILGLOSSILICO		(Met. HPLC)	mg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
S-Ac ANTI-INSULINA	90.51.1	(Met. Chemiluminescenza)	KUI/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-Ac-ANTI-INSULA PANCREATICA (ICA)	90.50.5	(Met. IF indiretta)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
Uft-ACIDO IPPURICO	90.02.4	(Met. HPLC)	g/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-ACIDO IPPURICO	90.02.4	(Met. HPLC)	g/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uft-ACIDO Delta-AMINOLEVULINICO (ALA)	90.02.3	(Met. Cromatografia colorimetrica)	mg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-ACIDO Delta-AMINOLEVULINICO (ALA)	90.02.3	(Met. Cromatografia colorimetrica)	mg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
S-ALBUMINA	90.05.1	(Met. Immuncolorimetrico)	g/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		

**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-ALDOLASI	90.05.2	(Met. Cinetico)	mU/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
P-ALDOSTERONE (Cinostatismo)	90.05.3	(Met. Chemiluminescenza)	ng/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	4 gg		
P-ALDOSTERONE (Ortostatismo)	90.05.3	(Met. Chemiluminescenza)	ng/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	4 gg		
ALEX. Ricerca IgE specifiche, pannello completo allergeni		(Met. Immunocolorimetrico)	Indice	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	10 gg		
S-ALFA-1 GLICOPROTEINA	90.06.1	(Met. Immunoturbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
Uft-ALLUMINIO		(Met. Assorb. atomico)	µg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uft-ALLUMINIO		(Met. Assorb. atomico)	µg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
S-ALFA 2 MACROGLOBULINA	90.06.3	(Met. Immunoturbidimetrico)	g/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
U-ALFA 1 MICROGLOBULINA		(Met. Nefelometrico)	mg/L	URINE MATTINO	Service SYNLAB	2 gg		
S-Ac-ANTI-MITOCONDRIO	90.52.1	(Met. IF indiretta)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
Uft-ACIDO MANDELICO		(Met. HPLC)	mg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-ACIDO MANDELICO		(Met. HPLC)	mg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uft-ACIDO METILIPPURICO		(Met. HPLC)	g/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-ACIDO METILIPPURICO		(Met. HPLC)	g/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
S-ORMONE ANTI MULLERIANO		(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-AMILASI	90.06.4	(Met. Enzimatico)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
ANTIMICOGRAMMA	90.97.3	(Met. colturale)		Su campione primario	Service SYNLAB	5 gg		
S-AMIODARONE		(Met. LC/MS)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
U24-Alfa-AMILASI URINARIA	90.06.4	(Met. Enzimatico)	U/ora	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	2 gg		
S-AMILASI PANCREATICA	90.06.5	(Met. IFCC)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-Ac-ANTI-NUCLEO	90.52.4	(Met. Multiplex Luminex)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-Ac-ANTI-NUCLEO2 (approfondimento)	90.52.4	(Met. IF indiretta)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-Ac-ANTI-NUCLEO3 (approfondimento)	90.52.4	(Met. IF indiretta)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
Ac. anti-Proteinasi 3 (PR3)	90.48.2_3	(Met. Multiplex Luminex)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
Ac. anti-Mieloperossidasi (MPO)	90.48.2_2	(Met. Multiplex Luminex)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-ANDROSTENEDIOLO GLUCORONIDE	90.08.1	(Met. RIA)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
S-Delta-4-ANDROSTENEDIONE	90.17.3	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
P-ANGIOTENSINA II		(Met. RIA)	ng/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	15 gg		
S-ANISAKIS IgG		(Met. EIA)	MO.N.A.	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	15 gg		
S-AC. ANTI PAROTITE IgG	91.25.1	(Met. Chemiluminescenza)	KAU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		

**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-AC. ANTI PAROTITE IgM	91.25.1	(Met. Chemiluminescenza)	KAU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
P-RESISTENZA PROT. C ATTIVATA (APCR)	90.77.2	(Met. Coagulativo)	RN	Plasma (Tappo azzurro)	Service SYNLAB	4 gg		
S-Ac. ANTI PERTOSSE IgA	90.87.4	(Met. ELISA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-Ac. ANTI PERTOSSE IgG	90.87.4	(Met. ELISA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-Ac. ANTI PERTOSSE IgM	90.87.4	(Met. ELISA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-APOLIPOPROTEINA A1	90.08.4	(Met. Immunoturbidimetria)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-APOLIPOPROTEINA B	90.08.5	(Met. Immunoturbidimetria)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-APOLIPOPROTEINA E		(Met. Nefelometria)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-Ac-ANTI-CELLULE PARIETALI	90.48.1	(Met. IF indiretta)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-APTOGLOBINA	90.09.1	(Met. Nefelometria)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-Ac ANTI-RETICOLINA IgA		(Met. IF indiretta)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
Uft-ARSENICO		(Met. Assorbimento atomico)	µg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	20 gg		
Uit-ARSENICO		(Met. Assorbimento atomico)	µg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	20 gg		
S-Ac. ANTI-Saccharomyces cerevisiae IgA	90.53.A	(Met. Immunoenzimatico)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	9 gg		
S-Ac. ANTI-Saccharomyces cerevisiae IgG	90.53.A	(Met. Immunoenzimatico)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	9 gg		
S-Ac-ANTI-MUSCOLO LISCIO	90.52.2	(Met. IF indiretta)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-Ac-ANTI-MUSCOLO STRIATO	90.52.3	(Met. IF indiretta Substrato cuore di primate)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	12 gg		
S-Ac-ANTI-SURRENE	90.54.3	(Met. IF indiretta)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-AC. ANTI TIREOGLOBULINA	90.54.4	(Met. Chemiluminescenza)	KU/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
P-ANTITROMBINA III (Attività)	90.57.5	(Met. Cromogenico)	%	Plasma (Tappo azzurro)	SEDE	2 gg	*	
S-Alfa-1-ANTITRIPSINA	90.05.4	(Met. Immunoturbidimetrico)	g/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
Uft-ACIDO TRANS,TRANS-MUCONICO		(Met. LC/MS)	µg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-ACIDO TRANS,TRANS-MUCONICO		(Met. LC/MS)	µg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
F-Alfa-1-ANTITRIPSINA		(Met. ELISA)	µg/g feci	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	10 gg		
S-Ac-ANTI-RECCETTORI TSH	90.53.5	(Met. ECLIA)	IU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-AC. ANTI TOXOPLASMA IgG AVIDITA'	90.83.8	(Met. Chemiluminescenza)		SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-AG. SUPERFICIE EPATITE B (HBsAg)	91.18.5	(Met. Chemiluminescenza)	S/CO	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-Ag SUPERFICIE EPATITE B (HBsAg) TEST CONFERMA	91.19.1	(Met. CMIA)		SIERO (Tappo beige)	SIERO (Tappo beige)	4 gg		
S-ACIDO VALPROICO	90.03.4_0	(Met. Immunoturbidimetria)	µg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-Ac-IgG-ANTI-CITOMEGALOVIRUS IGG AVIDITA'	90.83.8_2	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	SIERO (Tappo beige)	8 gg		

**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-Ac-IgG-ANTI-ROSOLIA AVIDITA'	90.83.8_3	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	SIERO (Tappo beige)	8 gg		
S-AZOTEMIA	90.44.1	(Met. Enzimatico UV)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	Service SYNLAB	2 gg	*	
U24-AZOTURIA	90.44.1	(Met. Enzimatico-UV)	g/24h	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	2 gg		
S-AC. ANTI-BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IgG	90.49.6	(Met. ELISA)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-AC. ANTI-BETA 2 GLICOPROTEINA 1 IgM	90.49.6	(Met. ELISA)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-Ac. Bartonella henselae IgG		(Met. Chemiluminescenza)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	14 gg		
S-Ac. Bartonella henselae IgM		(Met. Chemiluminescenza)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	14 gg		
S-BETA2 MICROGLOBULINA	90.10.1	(Met. Immunoturbidimetrico)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
U24-BETA2 MICROGLOBULINA	90.10.1	(Met. Immunoturbidimetrico)	mg/24h	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	5 gg		
S-17 beta-ESTRADIOLO	90.19.2	(Met. Chemiluminescenza)	pg/mL	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
Sg-BENZENE		(Met. Gascromatografia)	µg/L	SIERO (Tappo verde)	Service SYNLAB	14 gg		
Uft- BENZENE URINARIO		(Met. Gascromatografia)	µg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
S-BILIRUBINA DIRETTA	90.10.5	(Met. Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-BILIRUBINA INDIRETTA	90.10.5	(Met. Calcolo derivato)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2gg	*	
S-BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA	90.10.5	(Met. Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-BETA-HCG	90.27.5	(Met. Chemiluminescenza)	U/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
S-BILIRUBINA TOTALE	90.10.4	(Met. Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	SEDE	2 gg	*	
IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA DI BATTERI	90.86.1				Service SYNLAB	3 gg		
P-PEPTIDE NATRIURETICO CER. (proBNP)	90.36.6	(Met. CMIA)	pg/mL	LITIO EPARINA (Tappo verde)	Service SYNLAB	4 gg		
S-Ac. ANTI-BORRELIA BURGDORFERI IgG	90.87.5	(Met. Chemiluminescenza)	AU/MI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-Ac. ANTI-BORRELIA BURGDORFERI IgM	90.87.5	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-AC. ANTI-BP180		(Met. ELISA)	RU/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-AC. ANTI-BP230		(Met. ELISA)	RU/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-BROMURO		(Met. PHO)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	25 gg		
S- BRUCELLA Ac. WRIGHT	90.88.2	(Met. Agglutinazione)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
Uft-ACIDO BUTOSSACETICO		(Met. Gascromatografia)	mg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	11 gg		
Uit-ACIDO BUTOSSACETICO		(Met. Gascromatografia)	mg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	11 gg		
S-COMPLEMENTO-C1 INATTIVATORE	90.60.1	(Met. Nefelometria)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
P-C1 ESTERASI INIBITORE ATTIVITA'		(Met. PHO)	Tiitolo	Plasma (Tappo azzurro)	Service SYNLAB	15 gg		
S-COMPLEMENTO-FRAZIONE C1q	90.60.2	(Met. Nefelometria)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		

**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-COMPLEMENTO-C3 ATTIVATORE	90.60.2	(Met. Immunonefelometria)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-CALCIO	90.11.4	(Met. Arsenazo)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-CA 125	90.55.1	(Met. Chemiluminescenza)	kU/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-CA 50	90.55.5	(Met. Chemiluminescenza)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-CA 19-9	90.55.3	(Met. Chemiluminescenza)	kU/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
Sg-CADMIO		(Met. Assorbimento atomico)	µg/L	LITIO EPARINA (Tappo verde)	Service SYNLAB	8 gg		
Uft-CADMIO	90.11.3_3	(Met. Assorbimento atomico)	µg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	15 gg		
Uit-CADMIO	90.11.3_3	(Met. Assorbimento atomico)	µg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	15 gg		
Sg-CARBOSSIEMOGLOBINA	90.58.4	(Met. Spettrossimetrico)	% Hb totale	LITIO EPARINA (Tappo verde)	Service SYNLAB	10 gg		
S-CALCITONINA	90.11.5	(Met. Elettrochemiluminescenza)	pg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-AC. IgA - Anti Candida		(Met. EIA)	Ratio	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	9 gg		
S-AC. IgG - Anti Candida		(Met. EIA)	Ratio	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	9 gg		
S-AC. IgM - Anti Candida		(Met. EIA)	Ratio	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	9 gg		
S-CA 15-3	90.55.2	(Met. Chemiluminescenza)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	SEDE	2 gg		
S-AC. ANTI-CARDIOLIPINA IgA	90.47.5	(Met. Multiplex Luminex)	APL-U/ml	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-CARBAMAZEPINA	90.12.3	(Met. Immunoturbidimetria)	µg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-OXCARBAZEPINA (Monoidrossicarbazepina)	90.20.7	(Met. LC/MS)	mg/L	SIERO (Tappo giallo) SYNLAB	Service SYNLAB	6 gg		
S-AC. ANTI-CARDIOLIPINA IgG	90.47.5	(Met. Multiplex Luminex)	GPL-U/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-AC. ANTI-CARDIOLIPINA IgM	90.47.5	(Met. Multiplex Luminex)	MPL-U/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-CA 72-4	90.56.1	(Met. Chemiluminescenza)	U/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
U24H-CATECOLAMINE URINARIE	90.12.4	(Met. HPLC)	µg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	8 gg		
P-CATECOLAMINE (CATS)	90.04.2_2	(Met. HPLC)	pg/mL	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	8 gg		
P-CATECOLAMINE (CATS2)	90.04.2_3	(Met. HPLC)	pg/mL	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	8 gg		
U24-CALCIO URINARIO	90.11.4	(Met. Potenz. indiretta)	mg/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
U-CALCIO URINARIO su campione estemporaneo	90.11.4_9	(Met. Colorimetrico)	mg/mg creat	URINE	SEDE	2 gg		
F-COPROCOLTURA	90.94.3	(Met. Colturale)	Tiitolo	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	6 gg		E
F-COPROCOLTURA MICETI	90.98.4_34	(Met. Colturale)	Tiitolo	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	4 gg		
S-TRANSFERRINA CARB. CARENTE (CDT)		(Met. Elettroforesi capillare-Minicap)	%	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	6 gg		
S-CEA	90.56.3	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-Ac-CENTROMERO	90.52.5_24	(Met. Multiplex Luminex)	AI	SIERO (Tappo beige)	SIERO (Tappo beige)	5 gg		

**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-CERULOPLASMINA	90.12.5	(Met. Immunoturbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
F-CHIMOTRIPSINA		(Met. Colorimetrico)	U/g 37°C	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	18 gg		
Sg-CICLOSPORINA	90.13.2	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	5gg		
S-CISTATINA C		(Met. Immunoturbidimetrico)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-ISOENZIMI CK (CREATINCHINASI)		(Met. Elettroforesi su gel d'agarosio)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-CREATINA-FOSFOCHINASI ISOENZIMA MB (CPK-MB)		(Met. CMA)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-CLORO	90.13.3	(Met. Potenz. indiretta)	mmol/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
F-RICERCA CLOSTRIDIUM DIFFICILE	90.90.5	(Met. Colturale)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	7 gg		
F-RICERCA TOSSINE A+B+GDH DI CLOSTRIDIUM DIFFICILE		(Met. Immunocromatografico)	Titolo	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	3 gg		
S-CLOZAPINA e NORCLOZAPINA		(Met. HPLC)	mg/L	SIERO (Tappo giallo)	Service SYNLAB	6 gg		
S-Ac. ANTI Chlamydia pneumoniae IgA	90.89.1	(Met. ELISA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-Ac. ANTI Chlamydia pneumoniae IgG	90.89.1	(Met. ELISA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-Ac. ANTI Chlamydia pneumoniae IgM	90.89.1	(Met. ELISA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-Ac. ANTI Chlamydia trachomatis IgA	90.89.1	(Met. ELISA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-Ac. ANTI Chlamydia trachomatis IgG	90.89.1	(Met. ELISA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-Ac. ANTI Chlamydia trachomatis IgM	90.89.1	(Met. ELISA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
U24-CLORO URINARIO	90.13.3	(Met. Potenzimetria indiretta)	mmol/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
S-AC. ANTI CITOMEGALOVIRUS IgG	91.14.1	(Met. Chemiluminescenza)	AU/mL	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-AC. ANTI CITOMEGALOVIRUS IgM	91.14.3	(Met. Chemiluminescenza)	S/CO	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-COBALTO		(Met. Assorbimento atomico)	µg/L	Sangue intero (Tappo blu Metal Free)	Service SYNLAB	10 gg		
Uft-COBALTO		(Met. Assorb. atomico)	µg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-COBALTO		(Met. Assorb. atomico)	µg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
S-COLINESTERASI	90.14.4	(Met. DGKC Butirrato-Tiocolina/37°C)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-TEST DI COOMBS INDIRECTO	90.49.3	(Met. Agglutinazione su colonna)		SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-COLESTEROLO TOTALE	90.14.3	(Met. Enzimatico-Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
Sg-TEST DI COOMBS DIRETTO	90.58.2	(Met. agglutinazione su colonna)		K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	5 gg		
S-COPEPTINA ProAVP		(Met. IF-TRACE)	pmol/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-COMPLEMENTO C4	90.60.2	(Met. Immuno-Turbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-CORTISOLO (mattino)	90.15.3	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-CORTISOLO (serale)	90.15.3	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		C

**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
U24H-CORTISOLO LIBERO URINARIO	90.15.3	(Met. Chemiluminescenza)	µg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	5 gg		
Sal-CORTISOLO SALIVARE POMERIGGIO h 23	90.15.4	(Met. ELISA)	ng/mL	Tampone salivare	Service SYNLAB	8 gg		
S-COMPLEMENTO C3c	90.60.2	(Met. Immuno-Turbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-Ac. ANTI COXSACKIE VIRUS A		(Met. Fissazione del complemento)	Titolo	SIERO (Tappo rosso)	Service SYNLAB	10 gg		
S-Ac. ANTI COXSACKIE VIRUS B		(Met. Fissazione del complemento)	Titolo	SIERO (Tappo rosso)	Service SYNLAB	10 gg		
S-AC. ANTI COXSACKIE VIRUS (B1 B2 B3 B4 B5 B6) IgG		(Met. IF indiretta)	Titolo	SIERO (Tappo rosso)	Service SYNLAB	10 gg		
S-AC. ANTI COXSACKIE VIRUS (B1 B2 B3 B4 B5 B6) IgM		(Met. IF indiretta)	Titolo	SIERO (Tappo rosso)	Service SYNLAB	10 gg		
S-CPK TOTALE	90.15.4	(Met.Enzimatico)	IU/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
P-PROTEINA C FUNZIONALE	90.72.2	(Met. Cromogenico)	%	Plasma (Tappo azzurro)	Service SYNLAB	4 gg		
ESAME CHIMICO DEL CALCOLO RENALE	90.12.2	(Met. Spettrometrico a raggi infrarossi)	Titolo	CALCOLO URINARIO	Service SYNLAB	4 gg		
TO-RICERCA Chlamydia trachomatis	90.90.1	(Met. immunocromatografico)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	SEDE	2 gg		E
TU-RICERCA Chlamydia trachomatis	90.90.1	(Met. immunocromatografico)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	SEDE	2 gg		E
TV-RICERCA Chlamydia trachomatis	90.90.1	(Met. immunocromatografico)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	SEDE	2 gg		E
S-CREATININA	90.16.3	(Met. Enzimatico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
U24-CLEARANCE DELLA CREATININA	90.16.4	(Met. calcolo derivato)	mL/min	URINE 24 ORE + SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg		
U24-CREATININURIA	90.16.3	(Met. Enzimatico)	g/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
S-CROMO	90.16.5	(Met. Assorbimento atomico)	µg/L	Sangue intero (Tappo blu Metal Free)	Service SYNLAB	10 gg		
S-CROMOGRANINA A		(Met. IF-TRACE)	ng/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-CTX (Telocep.C-terminaleTipo I)	90.41.6	(Met. ElettroChemiluminescenza)	ng/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
Uft-CROMO	90.16.5	(Met. ICP/MS)	µg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	8 gg		
Uit-CROMO	90.16.5	(Met. ICP/MS)	µg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	8 gg		
U24-CITRATURIA	90.02.2	(Met. Enzimatico UV)	mmol/24h	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	8 gg		
S-RAME	90.39.4	(Met. Colorimetrico)	µg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
Uft-RAME		(Met. Assorbimento atomico)	µg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-RAME		(Met. Assorbimento atomico)	µg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
U24-RAME URINARIO	90.39.4	(Met. Assorb. Atomico)	µg/24h	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	10 gg		
S-CYFRA 21-1	90.61.3	(Met. CMLA)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-DAO (Diammino ossidasi attivita')		(Met. EIA)	U/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	18 gg		
U24-PROTEINURIA	90.05.1	(Met. Colorimetrico)	g/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
P-D-DIMERO	90.61.4	(Met. Immunoturbidimetrico)	µg/L FEU	Plasma (Tappo azzurro)	Service SYNLAB	2 gg		

**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-DEIDROEPIANDROSTERONE	90.17.1	(Met. ELISA)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-11-DESOSSICORTISOLO		(Met. LC/MS)	ng/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-DENGUE IgG		(Met. EIA)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-DENGUE IgM		(Met. EIA)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-AC. ANTI-DESMOGLEINA 1		(Met. ELISA)	RU/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-AC. ANTI-DESMOGLEINA 3		(Met. ELISA)	RU/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO	90.17.2	(Met. CMIA)	µg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-NUMERO DI DIBUCAINA		(Met. Cinetico)	%	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-DIGOSSINA	90.21.1	(Met. Elettrochemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-DIIDROTESTOSTERONE	90.17.5	(Met. Immunoenzimatico)	ng/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-FENITOINA (DINTOINA)	90.22.1	(Met. EMIT)	mg/L	SIERO (Tappo giallo)	Service SYNLAB	3 gg		
U-DISBIOSI TEST		(Met. LC/MS)	µg/L+mg/L	URINE MATTINO	Service SYNLAB	8 gg		
S-Ac-ANTI-DNASI B	91.09.1	(Met. Nefelometria)	U/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
U24-DESOSSIPIRIDINOLINA	90.17.A	(Met. HPLC)	pmol/umol creat	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	10 gg		
U2-DESOSSIPIRIDINOLINA TOTALE	90.17.A	(Met. HPLC)	pmol/umol creat	URINE MATTINO	Service SYNLAB	10 gg		
U-TEST SCREENING SOSTANZE STUPEFACENTI		(Met. EMIT)	ng/mL	URINE MATTINO	Service SYNLAB	7 gg		C
S-Ac. ANTI EPSTEIN-BARR VIRUS (EA)	91.21.1	(Met. Chemiluminescenza)	U/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-Ac. ANTI EPSTEIN BARR IgG (EBNA)	91.21.1	(Met. Chemiluminescenza)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-AC. ANTI EPSTEIN-BARR IgG (VCA)	91.21.1	(Met. Chemiluminescenza)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-AC. ANTI EPSTEIN-BARR IgM (VCA)	91.21.1	(Met. Chemiluminescenza)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-ECHINOCOCCO IgG		(Met. ELISA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
F-RICERCA E.COLI O:157 COLTURALE	90.92.1	(Met. Colturale)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	5 gg		
ESCREATO	90.93.3	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		
ESSUDATO ORO-FARINGEO	90.93.5	(Met. colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	4 gg		E
F-ELASTASI		(Met. Immunoenzimatico)	µg/g feci	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	18 gg		
S-ELETTROFORESI DELLE SIEROPROTEINE	90.38.4	(Met. Colorimetrico)	g/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	3 gg		
U24-ELETTROFORESI DELLE PROTEINE URINARIE	90.39.1	(Met. Elettroforesi gel agarosio)	Titolo	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	7 gg		
Sg-EMOCROMO	90.62.2	(Met. Conteggio Elettronico)	Titolo	K3-EDTA (Tappo viola)	SEDE	1 gg	*	
Sg-ESAME EMOCROMOCITOMETRICO in Na-CITRATO	90.62.2_3	(Met. Conteggio Elettronico)	Titolo	Sangue intero (Tappo azzurro)	SEDE	1 gg	*	
S-Ac.anti ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI	90.47.3	(Met. Multiplex Luminex)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		



**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-Ac. ANTI ENDOMISIO IgA	90.47.E	(Met. IF indiretta)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-Ac. ANTI ENDOMISIO IgG	90.47.E	(Met. IF indiretta)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
F-RICERCA EOSINOFILI	90.62.5	(Met. Microscopico)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	2 gg		
S-ERITROPOIETINA	90.18.5	(Met. Chemiluminescenza)	mU/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
Uft-2,5-ESANDIONE LIBERO		(Met. LC/MS)	mg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	7 gg		
Uit-2,5-ESANDIONE LIBERO		(Met. LC/MS)	mg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	7 gg		
S-ESTRIOLO	90.19.3	(Met. Immunoenzimatico)	ng/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	9 gg		
S-ESTRONE	90.19.5	(Met. ELISA)	ng/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
ETILGLUCORONIDE MATRICE URINARIA (Valenza Clinica)		(Met. EIA)	ng/mL	URINE MATTINO	Service SYNLAB	5 gg		
S-ETOSUCCIMIDE	90.20.2	(Met. LC/MS)	mg/L	SIERO (Tappo giallo)	Service SYNLAB	6 gg		
U-ESAME URINE	90.44.3	(Met. Rifrattometria)	Multiple	URINE MATTINO	SEDE	3 gg		
U2-TEST DI FARLEY	90.43.8	(Met. Microscopico)	Titolo	URINE 2a MINZIONE	SEDE	2 gg		
F-ESAME FECI COMPLETO	90.21.3	(Met. Chimico e Microscopico)	Titolo	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	4 gg		
F-CALPROTECTINA		(Met. Immunoturbidimetrico)	µg/g feci	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	5 gg		
S-FERRO TOTALE	90.22.5	(Met. FerroZine)	µg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-FENOBARBITALE	90.09.3	(Met. EMIT)	mg/L	SIERO (Tappo giallo)	Service SYNLAB	3 gg		
Uft-FENOLO	90.22.2	(Met. HPLC)	mg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-FENOLO	90.22.2	(Met. HPLC)	mg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
S-Alfa-FETOPROTEINA	90.05.5_0	(Met. Chemiluminescenza)	ng/mL	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-Alfa-FETOPROTEINA (gravidanza)	90.05.5_2	(Met. Chemiluminescenza)	ng/mL	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-FERRITINA	90.22.3	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
U24-FERRO URINARIO	90.22.4	(Met. Assorbimento Atomico)	µg/24h	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	10 gg		
P-FIBRINOGENO	90.65.1	(Met. Coagulativo)	mg/dL	Plasma (Tappo azzurro)	SEDE	2 gg	*	
S-AC. ANTI-FATTORE INTRINSECO	90.52.5	(Met. ELISA)	RU/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
Sg-FK506 (TACROLIMUS)		(Met. Immunoenzimatico)	ng/mL	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	8 gg		
F-LATTOFERRINA FECALE		(Met. EIA)	µg/mL	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	15 gg		
S-FLECAINIDE		(Met. LC/MS)	mg/L	SIERO (Tappo giallo)	Service SYNLAB	8 gg		
S-FLUORO		(Met. Colorimetrico)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	15 gg		
Uft-ACIDO FENILMERCAPTURICO		(Met. LC/MS)	µg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
S-ACIDO FOLICO	90.23.2	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		

**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
Uit-ACIDO FORMICO		(Met. Enz. colorimetrico)	mg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-ACIDO FORMICO		(Met. Enz. colorimetrico)	mg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
FOX Ric.IgG specifiche pannello intolleranze alimenti		(Met. Immunocolorimetrico)		SIERO (Tappo giallo)	SEDE	10 gg		
S-FRUTTOSAMINA	90.25.1	(Met. Enzimatico Colorimetrico)	µmol/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-FSH	90.23.3	(Met. Chemiluminescenza)	UI/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
S-FT4 (T4 libero)	90.42.3	(Met. Chemiluminescenza)	ng/dL	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
S-FT3 (T3 libero)	90.43.3	(Met. Chemiluminescenza)	ng/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
S-TESTOSTERONE LIBERO	90.41.4	(Met. Chemiluminescenza)	ng/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-Ac-ANTIGLUTAMMATO DECARB. (GAD 65)	90.49.7	(Met. Immunoenzimatico)	U/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	6gg		
S-AC. ANTI-GANGLIOSIDI IgG		(Met. Immunoblotting)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	20 gg		
S-AC. ANTI-GANGLIOSIDI IgM		(Met. Immunoblotting)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	20 gg		
S-GASTRINA	90.26.1	(Met. Chemiluminescenza)	pg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
U-GUANOSINA DEOSSIDATA (8-OHDG)		(Met. Immunoenzimatico)	ng/mg creat	URINE MATTINO	Service SYNLAB	10 gg		
S- GAMMA GT	90.25.5	(Met. Cinetico-enzimatico)	IU/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-ORMONE SOMATOTROPO (GH)	90.35.1	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
F-GIARDIA Ag RICERCA DIRETTA	90.94.7	(Met. Immunocromatografia)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	3 gg		
F-GIARDIA Ag RICERCA DIRETTA	90.94.6	(Met. Immunocromatografia)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	3gg		
S-GLICEMIA	90.27.1	(Met. Esochinasi)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-Ac. ANTI GLIADINA DEAMIDATA IgA	90.49.Z	(Met. Multiplex Luminex)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-Ac. ANTI GLIADINA DEAMIDATA IgG	90.49.Z	(Met. Multiplex Luminex)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-GLUCOSIO POST PRANDIALE	90.27.1	(Met. Esochinasi)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg		C
U24-GLICOSURIA	90.27.1	(Met. Esochinasi)	g/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
P-GLUCAGONE	90.26.3	(Met. RIA)	pg/mL	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	6-7 gg		
S-AST (GOT)	90.09.2	(Met. Cinetico-enzimatico)	IU/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-ALT (GPT)	90.04.5	(Met. Cinetico-enzimatico)	IU/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
U-TEST DI GRAVIDANZA	90.27.3	(Met. Immunocromatografico)	mUI/mL	URINE MATTINO	Service SYNLAB	1 gg	*	E
RICERCA MICROSCOPICA GRAMTV	90.86.4_34			PRELIEVO MICROBIOLOGICO				E
Sg-GRUPPO SANGUIGNO		(Met. Immunologico)	Titolo	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	3 gg		
RICERCA Du VARIANTE		(Met. Agglutinazione su colonna)		K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	2 gg		
S-Haemophilus influenzae tipoB Cont.immunitario		(Met. EIA)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	24 gg		

**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-AC. IgM ANTI EPATITE A (HAVM)	91.17.2	(Met. Elettrochemiluminescenza)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-AC. TOTALI ANTI EPATITE A (HAVT)	91.17.1	(Met. Elettrochemiluminescenza)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
Sg-ASSETTO EMOGLOBINICO	90.66.3	(Met. Elettroforesi capillare)	Titolo	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	2 gg		
S-AC. ANTI CORE EPATITE B (HBcAb)	91.17.5	(Met. CMIA)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-AC. ANTI CORE EPATITE B IgM (HBcAb-IgM)	91.18.1	(Met. CMIA)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-AC. ANTI E EPATITE B (HBeAb)	91.18.2	(Met. CMIA)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-AG. E EPATITE B (HBeAg)	91.18.4	(Met. CMIA)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
Sg-EMOGLOBINA GLICATA	90.28.1	(Met. Immunoturbidimetrico)	mmol/mol	K3-EDTA (Tappo viola)	SEDE	1 gg		
S-AC. ANTI SUPERFICIE EPATITE B (HBsAb)	91.18.3	(Met. Chemiluminescenza)	mUI/mL	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-AC. ANTI EPATITE C (HCV)	91.19.5	(Met. Chemiluminescenza)	S/CO	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-COLESTEROLO HDL	90.14.1	(Met. Enzimatico-Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-Ac ANTI EPATITE DELTA (HDV)	91.20.3	(Met. Immunoenzimatico)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-HE4 (Ovarian Cancer Marker)		(Met. Chemiluminescenza)	pmol/l	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-AC. ANTI-Helicobacter pylori IgG	90.94.4	(Met. Chemiluminescenza)	U/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
Sg-Mercurio		(Met. Assorbimento atomico)	µg/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	25 gg		
Uft-Mercurio		(Met. Assorbimento atomico)	µg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	25 gg		
Uit-Mercurio		(Met. Assorbimento atomico)	µg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	25 gg		
U24H-ACIDO 5-OH INDOLOACETICO	90.02.1	(Met. HPLC)	mg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	8 gg		
S-TEST HIV (Ac. HIV 1-2; Ag. P24)	91.22.4	(Met. Immunoenzimatico)	S/CO	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-HPRL (Prolattina)	90.38.2	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
S-HPRL (prelievo dopo 30')	90.38.2	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
F-RICERCA Ag. H.pylori (HPSA)	90.85.3	(Met. Chemiluminescenza)	Titolo	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	3 gg		
TV - RICERCA HPV AD ALTO RISCHIO (16, 18, altri 13)		(Met. RealTime PCR)		Tampone vaginale	SEDE	7 gg		
TU - RICERCA HPV AD ALTO RISCHIO (16, 18, altri 13)		(Met. RealTime PCR)		Tampone uretrale	SEDE	7 gg		
S-PCR AD ALTA SENSIBILITA'	90.72.3	(Met. Immunoturbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg		
S-Ac-ANTI HERPES SIMPLEX TIPO 1 IgG	91.22.1_3	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-Ac-ANTI HERPES SIMPLEX TIPO 2 IgG	91.22.1_4	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-Ac-ANTI HERPES SIMPLEX TIPO 1-2 IgM	91.22.1_5	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
HTLV I/II Ac. screening	91.26.3	(Met. Chemiluminescenza)		SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-Ac-ANTI IA2		(Met. Chemiluminescenza)	IU/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		

**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-AMILASI ISOENZIMI		(Met. Enzimatico)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	15 gg		
S-IMMUNOELETTROFORESI	90.69.2	(Met. Immunoelettroforesi)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	6 gg		
U24-IMMUNOFISSAZIONE URINARIA	90.69.2	(Met. Immunoelettroforesi)	Titolo	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	6 gg		
S-IMMUNOGLOBULINA A (IgA)	90.69.4	(Met. Immuno-Turbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-IMMUNOGLOBULINA G (IgG)	90.69.4	(Met. Immuno-Turbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-IMMUNOGLOBULINA M (IgM)	90.69.4	(Met. Immuno-Turbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-INTERLEUCHINA 6		(Met. Chemiluminescenza)	pg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI	90.69.1	(Met. Immunoenzimatico)	µgEq/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-INIBINA B		(Met. Immunoenzimatico)	pg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	20gg		
S-INSULINA	90.29.1	(Met. Elettrochemiluminescenza)	mU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-IODIO TOTALE		(Met. EIA)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	15 gg		
U24-IODIO URINARIO		(Met. ICP-MS)	µg/g creat	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	15 gg		
S-ISOENZIMI DELLA FOSFATASI ALCALINA		(Met. Enzimatico Colorimetrico IFCC 37°C)	U/I	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	11 gg		
P-ISTAMINA EMATICA		(Met. EIA)	ng/mL	LITIO EPARINA (Tappo verde)	Service SYNLAB	17 gg		
S-Ac. ANTI ENA JO-1	90.47.7	(Met. Multiplex Luminex)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
S-POTASSIO	90.37.4	(Met. Potenz. indiretta)	mmol/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-CATENE LEGGERE KAPPA e LAMBDA	90.28.4	(Met. Immunonefelometria)	g/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
U24-CATENE LEGGERE KAPPA e LAMBDA URINARIE	90.28.4	(Met. Immunonefelometria)	g/L	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	5 gg		
S-CATENE LEGGERE KAPPA	90.28.4	(Met. Immunonefelometria)	g/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA	90.12.F	(Met. Immunonefelometria)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
U24-CATENE LEGGERE KAPPA URINARIE (KAPU)		(Met. Immunonefelometria)	g/L	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	5 gg		
U24-POTASSIO URINARIO	90.37.4	(Met. Potenz. indiretta)	mmol/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
U24-CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA e LAMBDA URINARIE		(Met. Immunonefelometria)	mg/L	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	5 gg		
S-CATENE LEGGERE LAMBDA	90.28.4	(Met. Immunonefelometria)	g/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-CATENE LEGGERE LIBERE LAMBDA	90.12.F	(Met. Immunonefelometria)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
U24-CATENE LEGGERE LAMBDA URINARIE		(Met. Immunonefelometria)	g/L	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	7 gg		
P-LATTATO	90.02.5	(Met. Enz. colorimetrico)	mg/dL	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	3 gg		
S-LDH	90.29.2	(Met. P/L 37°C)	IU/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-COLESTEROLO LDL	90.14.2	(Met.Enzimatico-Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-LDL OSSIDATE		(Met. EIA)	ng/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	12 gg		

**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-Ac. ANTI-LEGIONELLA	90.95.6	(Met. Chemiluminescenza)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	14 gg		
U-Ricerca Ag Legionella sierogruppo 1		(Met. Immunocromatografia)	Titolo	URINE MATTINO	Service SYNLAB	5 gg		
S-LEPTINA		(Met. Immunoenzimatico)	ng/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	15 gg		
S-Ac-ANTI-LEPTOSPIRA INTERROGANS Ig Totali	90.96.4	(Met. Fissazione Complemento)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-LEVETIRACETAM (KEPRA)		(Met. LC/MS)	mg/L	SIERO (Tappo giallo)	Service SYNLAB	7 gg		
S-LH	90.32.3	(Met. Chemiluminescenza)	UI/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
S-LIPOPROTEINA (a)	90.30.3	(Met. Immunoturbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-Ac. ANTI-LISTERIA TOTALI		(Met. Immunoenzimatico)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-LISOZIMA		(Met. Turbidimetrico)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	15 gg		
S-LITIO	90.32.2	(Met. Colorimetrico)	mEq/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-Ac-ANTI-MICROSOMA (LKM)	90.51.5	(Met. IF indiretta)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-LIPASI	90.30.2	(Met. Cinetico)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-Ac-ANTI-GLICOPROTEINA MIELINA ASSOCIATA (MAG)		(Met. Immunoenzimatico)	BTU	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	17 gg		
P-MANGANESE		(Met. Ass. atomico)	µg/L	LITIO EPARINA (Tappo verde)	Service SYNLAB	8 gg		
U-ALBUMINURIA	90.33.4	(Met. Turbidimetrico)	mg/g creat	URINE MATTINO	SEDE	2 gg		
Uft-METILETILCHETONE		(Met. Gascromatografico)	mg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-METILETILCHETONE		(Met. Gascromatografico)	mg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
Sg-METAEMOGLOBINA		(Met. Spettrossimetrico)	% Hb totale	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	8 gg		
U24H-METANEFRIE	90.33.6	(Met. HPLC)	µg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	10 gg		
S-MAGNESIO	90.32.5	(Met. Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
U24-MAGNESIURIA	90.32.5	(Met. Calmagite)	mg/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
ESAME COLTURALE PER RICERCA MICETI		(Met. Colturale)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	24 gg		
Uft- METIL ISOBUTIL CHETONE		(Met. Gas cromatografia)	mg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit- METIL ISOBUTIL CHETONE		(Met. Gas cromatografia)	mg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
S-MIOGLOBINA	90.33.5	(Met. Nefelometria)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
U-MIOGLOBINA URINARIA	90.33.5	(Met. Nefelometria)	µg/L	URINE MATTINO	Service SYNLAB	4 gg		
TU-RICERCA MICOPLASMI	91.03.6	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	3 gg		E
TV-RICERCA MICOPLASMI	91.03.6	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	3 gg		C e E
S- M.N.I. (TEST MONONUCLEOSI)	91.21.3	(Met. Agglutinazione al lattice)		SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-AC. ANTI MORBILLO IgG	91.24.3	(Met. Chemiluminescenza)	KU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		

**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-AC. ANTI MORBILLIO IgM	91.24.3	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
Ac. anti-Mieloperossidasi (MPO)	90.51.6	(Met. Multiplex Luminex)#	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5gg		
S-Ac ANTI-MUSK		(Met. Immunoenzimatico)	U/mL	SIERO (Tappo rosso)	Service SYNLAB	25 gg		
S-SODIO	90.40.4	(Met. Potenz. indiretta)	mmol/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
U24-SODIO URINARIO	90.40.4	(Met. Potenz. indiretta)	mmol/24h	URINE 24 ORE	SEDE	1 gg		
TU-RICERCA Neisseria gonorrhoeae	91.03.5	(Met. Colturale)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	5 gg		E
TV-RICERCA Neisseria gonorrhoeae	91.03.5	(Met. Colturale)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	5 gg		C e E
S-NICHEL	90.34.2	(Met. Assorbimento atomico)	µg/L	Sangue intero ( Tappo blu Metal Free)	Service SYNLAB	10 gg		
Uft-NICHEL	90.34.2	(Met. ICP-MS)	µg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	7 gg		
Uit-NICHEL	90.34.2	(Met. ICP-MS)	µg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	7 gg		
U24H-NORMETANEFRINE		(Met. HPLC)	µg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	8gg		
P- NORADRENALINA	90.04.2	(Met. HPLC)	pg/mL	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	8 gg		
U24H-NORADRENALINA URINARIA	90.04.3	(Met. HPLC)	µg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	8 gg		
S-ENOLASI NEURONALE SPECIFICA (NSE)	90.18.4	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
ANTIBIOGRAMMA	90.85.2	(Met. Minima concentrazione inibente)		Su campione primario	Service	5 gg		
Uft-ORTO-CRESOLO		(Met. HPLC)	mg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	8 gg		
Uit-ORTO-CRESOLO		(Met. HPLC)	mg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	8 gg		
S-17-alfa-OH-PROGESTERONE	90.01.2	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
Uft-IDROSSIPIRENE		(Met. HPLC)	µg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-IDROSSIPIRENE		(Met. HPLC)	µg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
S-OMOCISTEINA	90.34.6	(Met. Enzimatico)	µmol/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-OSMOLARITA'		(Met. Pressione di vapore)	mOsm/Kg	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	9 gg		
U-OSMOLARITA'		(Met. Pressione di vapore)	mOsm/Kg	URINE MATTINO	Service SYNLAB	10 gg		
S-OSTEOCALCINA	90.35.4	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	6 gg		
U24H-OSSALURIA	90.35.3	(Met. Enzimatico Colorimetrico)	mg/24h	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	7 gg		
U24H-ACIDO OMOVANILLICO		(Met. HPLC)	mg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	8 gg		
S-FOSFATO	90.24.5	(Met. Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-FOSFATO	90.24.3	(Met. Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
F-RICERCA PARASSITI	91.05.4_1	(Met. Microscopico)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	2 gg		
F-RICERCA PARASSITI (1° campione)	91.05.4_2	(Met. Microscopico)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	2 gg		

**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
F-RICERCA PARASSITI (2° campione)	91.05.4_3	(Met. Microscopico)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	2 gg		
F-RICERCA PARASSITI (3° campione)	91.05.4_4	(Met. Microscopico)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	2 gg		
S-FOSFATASI ACIDA TOTALE	90.23.4	(Met. Colorimetrico cinetico)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-FOSFATASI ALCALINA	90.23.5	(Met. Cinetico)	U/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-PREALBUMINA		(Met. Immunoturbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-FOSFATASI ALCALINA OSSEA	90.24.1	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-FOSFATASI ACIDA PROSTATICA		(Met. Chemiluminescenza)	ng/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-Ac. ANTI PARVOVIRUS B19 IgG	91.25.4	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-Ac. ANTI PARVOVIRUS B19 IgM	91.25.4	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
Sg-PIOMBO	90.36.3_2	(Met. Assorbimento atomico)	µg/dL	LITIO EPARINA (Tappo verde)	Service SYNLAB	10 gg		
Uft-PIOMBO	90.36.3_3	(Met. ICP-MS)	µg/dL	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-PIOMBO	90.36.3_3	(Met. ICP-MS)	µg/dL	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uft-PERCLOROETILENE		(Met. Gascromatografia)	µg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	8 gg		
Uit-PERCLOROETILENE		(Met. Gascromatografia)	mg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	8 gg		
S-PROTEINA C REATTIVA (PCR)	90.72.3	(Met. Turbidimetrico)	mg/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
Sg-G6PDH ERITROCITARIA	90.27.2	(Met. Enzimatico cinetico)	U/g Hb	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	5 gg		E
S-PEPTIDE C	90.11.1	(Met. CMLA)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
Sg-PIASTRINE	90.71.3	(Met. Conteggio elettronico)	x10 <sup>9</sup> /L	K3-EDTA (Tappo viola)	SEDE	2 gg	*	
Sg-PIRUVATO CHINASI ERITROCITARIA		(Met. pHmetria differenziale)	U/g Hb	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	10 gg		
S-REAZIONE DI PAUL BUNNELL	91.21.4	(Met. Emoagglutinazione)		SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-PLAC2 (Fosfolipasi A2 assoc. alle lipoproteine)		(Met. EIA)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	15 gg		
S-AC. ANTI-PNEUMOCOCCO IgG		(Met. EIA)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	24 gg		
U-Ricerca Ag Streptococcus pneumoniae		(Met. Immunocromatografia)		URINE MATTINO	Service SYNLAB	5 gg		
S-AC. ANTI-POLIOVIRUS		(Met. Neutralizzazione)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	24 gg		
Ac. anti-Proteinas 3 (PR3)	90.53.8	(Met. Multiplex Luminex)#	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-PREGNENOLONE		(Met. LC/MS)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
U24-PORFIRINE TOTALI	90.37.1	(Met. Cromatografico spettrofotometrico)	µg/24h	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	9 gg		
S-PRIMIDONE	90.37.5	(Met. EMIT)	µg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-PRIST (IgE totali)	90.68.3	(Met. Immunoturbidimetrico)	KU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-PROTEINE TOTALI	90.38.5	(Met. Colorimetrico)	g/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg		

**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-PROCALCITONINA		(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-PROGESTERONE	90.38.1	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
U24-PROTEINURIA	90.38.5	(Met. Colorimetrico)	g/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
S-PSA	90.56.5	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
S-PSA LIBERO	90.56.5	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
P-TEMPO DI PROTROMBINA	90.75.4	(Met. Coagulativo)	INR	Plasma (Tappo azzurro)	SEDE	1 gg	*	
S-PARATORMONE INTATTO (PTH)	90.35.5	(Met. Chemiluminescenza)	ng/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	3 gg		
P-TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZ. ATTIVATO (PTT)	90.76.1	(Met. Coagulativo)	secondi	Plasma (Tappo azzurro)	SEDE	2 gg	*	
U24-FOSFATO URINARIO	90.24.3	(Met. Colorimetrico)	mg/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
U24-FOSFATO URINARIO	90.24.5	(Met. Colorimetrico)	mg/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
S-DOSAGGIO IgE SPECIFICHE (RAST)		(Met. Chemiluminescenza)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-PROTEINA LEGANTE IL RETINOLO		(Met. Nefelometrico)	g/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
P-RENINA (Clinostatismo)	90.40.2	(Met. Chemiluminescenza)	mU/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	3 gg		
P-RENINA (Ortostatismo)	90.40.2	(Met. Chemiluminescenza)	mU/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	3 gg		
Sg-RETICOLOCITI	90.74.5	(Met. Citometrico in Fluorescenza)	Titolo	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	2 gg		
S-RICKETTSIOSI Screening		(Met. IFT)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	12 gg		
S-Ac. ANTI RICKETTSIA CONORII		(Met. IFI)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	12 gg		
S-Ac. ANTI RICKETTSIA TYPHI		(Met. IFI)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	12 gg		
S-Ac. ANTI ENA RNP	90.47.8	(Met. Multiplex Luminex)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
Sg-RESISTENZE OSMOTICHE ERITROCITARIE	90.74.3	(Met. Fotometrico)	Titolo	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	4 gg		
F-RICERCA ROTAVIRUS	91.13.3	(Met. Immunocromatografia)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	5 gg		
S-RECETTORE SOLUBILE DELLA TRANSFERRINA		(Met. Nefelometria)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-FATTORE REUMATOIDE	90.64.2	(Met. ImmunoTurbidimetrico)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-AC. ANTI ROSOLIA IgG	91.26.4	(Met. Chemiluminescenza)	UI/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-AC. ANTI ROSOLIA IgM	91.26.6	(Met. Chemiluminescenza)	UI/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2gg		
S-PROTEINA S-100		(Met. ECLIA)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	6 gg		
S-AMILOIDE A (SAMIA)		(Met. Nefelometrico)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
F-RICERCA SANGUE OCCULTO (1° campione)	90.21.4_2	(Met. Immunologico al lattice con lettura in turbidimetria)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	2 gg		
F-RICERCA SANGUE OCCULTO (2° campione)	90.21.4_3	(Met. Immunologico al lattice con lettura in turbidimetria)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	2 gg		
F-RICERCA SANGUE OCCULTO (3° campione)	90.21.4_4	(Met. Immunologico al lattice con lettura in turbidimetria)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	2 gg		



**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
F-RICERCA SANGUE OCCULTO	90.21.4	(Met. Immunologico al lattice con lettura in turbidimetria)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	2 gg		
S-Ac. ANTI ENA SCL-70	90.47.9	(Met. Multiplex Luminex)	Al	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
F- Ricerca parassiti da scotch test	90.93.2	(Met. Microscopico)		SCOTCH-TEST	SEDE	2 gg		
S-SELENIO		(Met. Assorbimento atomico)	µg/L	Sangue intero (Tappo blu Metal Free)	Service SYNLAB	14 gg		
U24H-SEROTONINA		(Met. HPLC)	µg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	10 gg		
S-SEROTONINA		(Met. HPLC)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG)	90.25.7	(Met. Chemiluminescenza)	nmol/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA/SIEROL.DI SALMONELLE (SIOM)	91.07.4_0	(Met. Agglutinazione)		SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-Ac. ANTI ENA Sm (Ag. di Smith)	90.47.A	(Met. Multiplex Luminex)	Al	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
S-SOMATOMEDINA C	90.40.7	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
Ls- SPERMIOCOLTURA	90.93.3	(Met. Colturale)	Titolo	LIQUIDO SEMINALE	Service SYNLAB	7 gg		E
S-Ac-ANTI-SPERMATOZOO		(Met. Immunofluorescenza indiretta)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
P-PROTEINA S LIBERA (Attività)	90.72.4	(Met. Immunoturbidimetria)	%	Plasma (Tappo azzurro)	Service SYNLAB	4 gg		
S-Ac. ANTI ENA SSA (Ro)	90.47.B	(Met. Multiplex Luminex)	Al	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
S-Ac. ANTI ENA SSB (La)	90.47.C	(Met. Multiplex Luminex)	Al	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
TF-RICERCA Ag STREPTOCOCCO gr. A		(Met. Immunocromatografico)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	SEDE	1 gg	*	
S-STREPTOZYME TEST	91.09.1	(Met. Emoagglutinazione)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
TAMPONE AURICOLARE DESTRO	90.93.3	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	4 gg		E
S-CISTICERCOSI (Ac.Taenia solium)		(Met. EIA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-TITOLO ANTISTREPTOLISINA (TAS)	91.08.5	(Met. Immuno-Turbidimetrico)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-TITOLO ANTISTAFILOLISINICO		(Met. Agglutinazione su vetrino)	UI/ml	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
TAMPONE AURICOLARE SINISTRO	90.93.3	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	4 gg		E
S-Anti TBE (Tick Borne Encephalitis) IgG		(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-Anti TBE (Tick Borne Encephalitis) IgM		(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-THYROXINE BINDING GLOBULIN (TBG)	90.26.2	(Met. Chemiluminescenza)	µg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
TAMPONE BALANO-PREPUZIALE	90.93.4	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	4 gg		E
Uft-TCE (TRICLOROETANOLO)		(Met. Gascromatografia)	mg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	9 gg		
Uit-TCE (TRICLOROETANOLO)		(Met. Gascromatografia)	mg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	9 gg		
TAMPONE MOLECOLARE SARS-CoV2 (TCOAG18)	91.12.1_0	(Met. Molecolare Real Time PCR)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	2 gg		
TAMPONE RAPIDO RICERCA DELL'ANTIGENE SARS-CoV2 (TCOAG)	91.12.6	(Met. Immunocromatografico)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	SEDE	1 gg		

**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
TAMPONE RAPIDO RICERCA DELL'ANTIGENE SARS-CoV2 ULTIMA GENERAZIONE	91.12.7_0	(Met. Microfluidica+IFA)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	SEDE	1 gg		
TAMPONE CUTANEO	90.93.3	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		E
S-TEOFILLINA		(Met. Fluorescenza polarizzata)	µg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-TESTOSTERONE	90.41.3	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-Ac. ANTI TOSSINA TETANICA IgG	91.08.B	(Met. ELISA)	U/ml	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
TAMPONE COLTURALE FARINGEO	90.93.5	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	4 gg		E
ESAME COLTURALE SU TAMPONE VAGINO/RETTALE	91.08.4	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		C e E
Uft-ACIDO TRICLOROACETICO		(Met. Gascromatografia)	mg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	9 gg		
Uit-ACIDO TRICLOROACETICO		(Met. Gascromatografia)	mg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	9 gg		
S-TIREOGLOBULINA	90.41.5	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2gg		
ESAME COLTURALE SU TAMPONE DI MUCOSA LINGUALE	90.93.3_33	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	4 gg		E
ESAME COLTURALE SU TAMPONE NASALE	90.93.3_32	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	4 gg		E
ESAME COLTURALE SU TAMPONE OCULARE DESTRO	90.93.3_22	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	4 gg		E
ESAME COLTURALE SU TAMPONE OCULARE SINISTRO	90.93.3_23	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	4 gg		E
Uft.-Toluene (Toluolo) urinario		(Met. Gas Cromatografia)	mg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	14 gg		
Uit.-Toluene (Toluolo) urinario		(Met. Gas Cromatografia)	mg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	14 gg		
S-Ag. POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA)	90.56.4	(Met. Chemiluminescenza)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
ESAME COLTURALE SU TAMPONE PERIANALE	90.93.3_31	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		E
S-TPHA (QUANTITATIVO)	91.10.5	(Met. Emoagglutinazione in piastra)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-TPHA (QUALITATIVO)	91.10.4	(Met. Emoagglutinazione in piastra)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-AC. ANTI TIREOPERROSSIDASI	90.51.4	(Met. Chemiluminescenza)	KU/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-Ac-ANTI Treponema pallidum IgG	91.10.2_2	(Met. Chemiluminescenza)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-Ac-ANTI Treponema pallidum IgM	91.10.2_3	(Met. Chemiluminescenza)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-TRIGLICERIDI	90.43.2	(Met.Enzimatico-Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-TRIPTASI		(Met. Immunocap)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-Ac. ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA (TRNA)	90.53.D_2	(Met. Multiplex Luminex)	U/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-Ac. ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA (TRNA2)	90.53.D_4	(Met. Multiplex Luminex)	U/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-Ac. ANTI TRANSGLUTAMINASI IgG	90.53.D_3	(Met. Multiplex Luminex)	U/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-TROPONINA I ALTA SENSIBILITA'	90.82.3	(Met. CMA)	ng/mL	LITIO EPARINA (Tappo verde)	Service SYNLAB	2 gg		
S-TRANSFERRINA	90.42.5	(Met. Immuno-Turbidimetrico)	pg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		

**3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)**

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-TSH	90.42.1	(Met. Chemiluminescenza)	mU/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
ESAME COLTURALE SU TAMPONE URETRALE	90.93.4	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		E
ESAME COLTURALE SU TAMPONE VAGINALE	90.93.4	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		E
ESAME COLTURALE SU TAMPONE VULVARE	90.93.4	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		E
S-AC. ANTI TOXOPLASMA IgG	91.09.4	(Met. Chemiluminescenza)	UI/mL	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-AC. ANTI TOXOPLASMA IgM	91.09.4	(Met. Chemiluminescenza)	S/CO	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-URICEMIA	90.43.5	(Met. Enzimatico-Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
U24-URICURIA	90.43.5	(Met. Enzimatico-Colorimetrico)	mg/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
U-URINOCOLTURA	90.93.6_0	(Met. Colturale)	UFC/mL + Titolo	URINE MATTINO	Service SYNLAB	7 gg		E
U24-UROPORFIRINE	90.37.1	(Met. Cromatografico spettrofotometrico)	µg/24h	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	7 gg		
S-Ac. ANTI VARICELLA ZOSTER IgG	91.27.1	(Met. Chemiluminescenza)	mUI/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-Ac. ANTI VARICELLA ZOSTER IgM	91.27.1	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-VDRL	91.11.1	(Met. Carbon Antigen Card Test)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
Sg-VES	90.82.5	(Met. Westergreen)	mm	K3-EDTA (Tappo viola)	SEDE	2 gg		
S-VITAMINA C		(Met. HPLC)	µmol/L	K3-EDTA (Tappo viola) BUIO	Service SYNLAB	7 gg		
S-VITAMINA D (25OH)	90.44.5	(Met. Chemiluminescenza)	nmol/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	1 gg		
S-VITAMINA D 1,25-DIIDROSSI		(Met. Chemiluminescenza)	pg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
S-VITAMINA B12	90.13.5	(Met. Chemiluminescenza)	ng/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
P-VITAMINA A		(Met. HPLC)	mg/L	K3-EDTA (Tappo viola) BUIO	Service SYNLAB	10 gg		
Sg-VITAMINA B1	90.45.1_2	(Met. HPLC)	µg/L	K3-EDTA (Tappo viola) BUIO	Service SYNLAB	9 gg		
Sg-VITAMINA B2	90.45.1_3	(Met. HPLC)	µg/L	K3-EDTA (Tappo viola) BUIO	Service SYNLAB	8 gg		
P-VITAMINA B6 (PIRIDOSSINA)	90.45.1_5	(Met. HPLC)	µg/L	K3-EDTA (Tappo viola) BUIO	Service SYNLAB	8 gg		
P-VITAMINA E		(Met. HPLC)	mg/L	K3-EDTA (Tappo viola) BUIO	Service SYNLAB	10 gg		
P-VITAMINA H		(Met. EIA)	ng/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	21 gg		
S-VITAMINA PP (Niacina)		(Met. LC/MS)	µg/L	SIERO (Tappo beige) BUIO	Service SYNLAB	12 gg		
U24H-ACIDO VANILMANDELICO	90.03.5	(Met. HPLC)	mg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	10 gg		
S-REAZIONE DI WAALER-ROSE	90.74.2	(Met. Emoagglutinazione)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-WEST-NILE abs IgG		(Met. Emoagglutinazione)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-WEST-NILE abs IgM		(Met. Emoagglutinazione)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-REAZIONE DI WIDAL-WRIGHT	91.08.1	(Met. Agglutinazione)	Titolo	SIERO (Tappo rosso)	Service SYNLAB	5 gg		

### 3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
F-RICERCA YERSINIA	91.27.5	(Met. Colturale)	Titolo	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	3 gg		
S-ZINCO		(Met. Colorimetrico)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
Uit-ZINCO		(Met. Colorimetrico)	µg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-ZINCO		(Met. Colorimetrico)	µg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
F-ZONULINA FECALE		(Met. EIA)	µg/g feci	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	12 gg		
F-ZONULINA SIERICA		(Met. Chemiluminescenza)	ng/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	17 gg		

#### LEGENDA

COLONNA: CODICE ULS

In assenza di codice la prestazione è erogata solo in regime privato

COLONNA: ESAME PRIORITARIO

Gli esami asteriscati possono essere richiesti in modalita' prioritaria (risposta in giornata)

COLONNA: NOTE

A= ESAME NON ESEGUIBILE IN GIORNO PREFESTIVO  
 C= ESAME ESEGUIBILE PREVIO APPUNTAMENTO  
 D= DA LUNEDI' A GIOVEDI' NON PREFESTIVO  
 E= ESAME NON ESEGUIBILE IL SABATO

Per informazioni piu' dettagliate rivolgersi presso la segreteria.  
 Per le diverse modalita' di raccolta campioni fare riferimento al relativo modulo,

**Aggiornato il 01/10/2023**