

3C Centro Clinico Chimico Srl - Via Roma 230 Spinea (Ve)

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-A.C.E. (ENZ. CONV. ANGIOTENSINA)	90.17.E	(Met. Enzimatico UV)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-AC. ANTI-RECETTORE NICOTINICO MUSCOLARE AChR	90.53.9.0	(Met. Microscopia a Fluorescenza)		SIERO (Tappo blu)	Service SYNLAB	10 gg		
Uft-ACETONE		(Met. Gascromatografia)	mg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	15 gg		
Uit-ACETONE		(Met. Gascromatografia)	mg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	15 gg		
S-ACIDI BILIARI	90.01.5_0	(Met. Enzimatico)	µmol/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-ANTICORPI ANTI CITRULLINA (peptide)	90.47.D_0	(Met. Immunofluorescenza - FIA)	U/mL	SIERO (Tappo bianco)	SEDE	3 gg		
S-Ac. ANTI Mycoplasma pneumoniae IgA		(Met. ELISA)	NTU	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
S-Ac. ANTI Mycoplasma pneumoniae IgG		(Met. Chemiluminescenza)	KAU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-Ac. ANTI Mycoplasma pneumoniae IgM		(Met. Chemiluminescenza)	KAU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
P-CORTICOTROPINA (ACTH) MATTINO	90.15.2	(Met. Chemiluminescenza)	ng/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	4 gg		
S-ANTICORPI ANTI CUTE (ASA)	90.52.5_4	(Met. Microscopia in Fluorescenza)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-ANTICORPI ANTI DNA NATIVO	90.48.3_2	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (IgG)	91.12.3 91.13.1 35	(Met. ELISA)	NTU	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
S-VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (IgM)	91.12.3 91.13.1 36	(Met. ELISA)	NTU	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
F-ADENOVIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI	91.13.3 91.12.8 0	(Met. Immunocromatografico)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	5 gg		
S-AC. ANTI-DIFTERITE		(Met. ELISA)	UI/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
S-ADIPONECTINA		(Met. EIA)	µg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	14 gg		
P-ADRENALINA	90.04.2 90.03.6 4	(Met. HPLC)	pg/mL	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	8 gg		
U24H-ADRENALINA urinaria	90.04.3 90.03.6 4	(Met. HPLC)	µg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	8 gg		
Uft-ACIDO FENILGLIOSSILICO+creatinuria		(Met. HPLC)	mg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-ACIDO FENILGLIOSSILICO+creatinuria		(Met. HPLC)	mg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
S-ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA)	90.51.1	(Met. Chemiluminescenza)	KUI/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA)	90.50.5	(Met. Microscopia in Fluorescenza)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
Uft-ACIDO IPPURICO+creatinuria	90.02.4	(Met. HPLC)	g/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	9 gg		
Uit-ACIDO IPPURICO+creatinuria	90.02.4	(Met. HPLC)	g/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	9 gg		
Uft-ACIDO Delta-AMINOLEVULINICO (ALA)+creatinuria	90.02.3	(Met. Cromatografia colorimetrica)	mg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-ACIDO Delta-AMINOLEVULINICO (ALA)+creatinuria	90.02.3	(Met. Cromatografia colorimetrica)	mg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
S-ALBUMINA	90.05.1	(Met. Immunocolorimetrico)	g/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-ALDOLASI	90.05.2	(Met. Cinetico)	mU/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
P-ALDOSTERONE (Clinostatismo)	90.05.3	(Met. Chemiluminescenza)	ng/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	4 gg		
P-ALDOSTERONE (Ortostatismo)	90.05.3	(Met. Chemiluminescenza)	ng/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	4 gg		
ALEX. Ricerca IgE specifiche, pannello completo allergeni		(Met. Immunocolorimetrico)	Indice	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	10 gg		
S-ALFA-1 GLICOPROTEINA	90.06.1	(Met. Immunoturbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
Uft-ALLUMINIO+creatinuria		(Met. Assorb. atomico)	µg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	9 gg		
Uit-ALLUMINIO+creatinuria		(Met. Assorb. atomico)	µg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	9 gg		
S-ALFA 2 MACROGLOBULINA	90.06.3	(Met. Immunoturbidimetrico)	g/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
U-ALFA 1 MICROGLOBULINA	90.06.2_3	(Met. Nefelometrico)	mg/L	URINE MATTINO	Service SYNLAB	2 gg		
S-ANTICORPI ANTI MITOCONDRI	90.52.1	(Met. Microscopia in Fluorescenza)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
Uft-ACIDO MANDELICO+creatinuria		(Met. HPLC)	mg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-ACIDO MANDELICO+creatinuria		(Met. HPLC)	mg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uft-ACIDO METILIPPURICO+creatinuria		(Met. HPLC)	g/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	8 gg		
Uit-ACIDO METILIPPURICO+creatinuria		(Met. HPLC)	g/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	8 gg		
S-ORMONE ANTI MULLERIANO (AMH) DOSAGGIO	90.17.G_0	(Met. Immunofluorescenza - FIA)	ng/mL	SIERO (Tappo bianco)	SEDE	4 gg		
S-ALFA AMILASI TOTALE	90.06.4	(Met. Enzimatico)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
ANTIMICOGRAMMA	90.97.3	(Met. colturale)		Su campione primario	Service SYNLAB	5 gg		
S-AMIODARONE		(Met. LC/MS)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
U24-Alfa-AMILASI URINARIA	90.06.4	(Met. Enzimatico)	U/ora	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	2 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-ALFA AMILASI ISOENZIMI (Frazione pancreatica)	90.06.5	(Met. IFCC)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-AC. ANTI ANTIGENI INTRACELLULARI (ANA - Hep-2)	90.52.4	(Met. Microscopia in Fluorescenza-IFI)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-AC. ANTI ANTIGENI INTRACELLULARI (ANA) (approfondimento)	90.52.4	(Met. IF indiretta)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-AC. ANTI ANTIGENI INTRACELLULARI (ANA) (approfondimento)	90.52.4	(Met. IF indiretta)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-AC. ANTI ANTIGENI INTRACELLULARI (ANA) REFLEX	90.524_0	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)		SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	9 gg		
S-AC. ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (C-ANCA) (PR3)	90.48.2_3	(Met. ELISA)	kUR/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-AC. ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (P-ANCA) (MPO)	90.48.2_2	(Met. ELISA)	kUR/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-ANDROSTENEDILOLO GLUCORONIDE	90.08.1	(Met. RIA)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
S-Delta-4-ANDROSTENEDIONE	90.17.3	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
P-ANGIOTENSINA II	90.08.2_0	(Met. RIA)	ng/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	15 gg		
S-ANISAKIS IgG	91.05.B_0	(Met. EIA)	MO.N.A.	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	15 gg		
S-ANTICORPI ANTI CROMATINA (NUCLEOSOMA)	90.52.5_43	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-VIRUS PAROTITE ANTICORPI IgG	91.25.1-91.24.G_2	(Met. Chemiluminescenza)	KAU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-VIRUS PAROTITE ANTICORPI IgM	91.25.1-91.24.G_3	(Met. Chemiluminescenza)	KAU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
P-TEST RESISTENZA PROTEINA C ATTIVATA (APCR)	90.77.2	(Met. Coagulativo)	RN	Plasma (Tappo azzurro)	Service SYNLAB	4 gg		
S-Ac. ANTI PERTOSSE IgA	90.87.4	(Met. ELISA)	NTU	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-Ac. ANTI PERTOSSE IgG	90.87.4	(Met. ELISA)	NTU	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-Ac. ANTI PERTOSSE IgM	90.87.4	(Met. ELISA)	NTU	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-ANTICORPI ANTI PIASTRINE (Identificazione)	90.53.3_2	(Met. Immunoenzimatico)		SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	15 gg		
S-APOLIPOPROTEINA A1	90.08.4	(Met. Immunoturbidimetria)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-APOLIPOPROTEINA B	90.08.5	(Met. Immunoturbidimetria)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-APOLIPOPROTEINA E		(Met. Nefelometria)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-Ac-ANTI-CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)	90.48.1	(Met. Microscopia in fluorescenza-IFI)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-APTOGLOBINA	90.09.1	(Met. Nefelometria)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-Ac ANTI-RETICOLINA IgA		(Met. Microscopia a Fluorescenza)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
Uft-ARSENICO		(Met. Assorbimento atomico)	µg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	20 gg		
Uit-ARSENICO		(Met. Assorbimento atomico)	µg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	20 gg		
S-AC. ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) IgA	90.53.A	(Met. Immunoenzimatico)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	9 gg		
S-AC. ANTI SACCAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) IgG	90.53.A	(Met. Immunoenzimatico)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	9 gg		
S-Ac-ANTI-MUSCOLO LISCIO (ASMA)	90.52.2	(Met. Microscopia in Fluorescenza-IFI)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-Ac-ANTI-MUSCOLO STRIATO (Cuore)	90.52.3	(Met. Microscopia in Fluorescenza-IFI)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	12 gg		
ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI (ricerca ed eventuale titolazione)	90.53.B_0	(Met. Microscopia in Fluorescenza)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-ANTICORPI ANTI SURRENE	90.54.3 90.54.3_2	(Met. Microscopia in Fluorescenza)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
P-ANTITROMBINA FUNZIONALE (AT3)	90.57.5	(Met. Cromogenico)	%	Plasma (Tappo azzurro)	SEDE	2 gg	*	
S-ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg)	90.54.4	(Met. Chemiluminescenza)	KUI/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-Alfa-1-ANTITRIPSINA	90.05.4	(Met. Immunoturbidimetrico)	g/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
Uft-ACIDO TRANS,TRANS-MUCONICO+creatinuria		(Met. LC/MS)	µg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	9 gg		
Uit-ACIDO TRANS,TRANS-MUCONICO+creatinuria		(Met. LC/MS)	µg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	9 gg		
F-Alfa-1-ANTITRIPSINA		(Met. ELISA)	µg/g feci	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	10 gg		
S-ANTICORPI ANTI RECETTORE DEL TSH	90.53.5	(Met. Chemiluminescenza)	IU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-VIRUS EPATITE B (HBV) ANTIGENE HBsAg	91.18.5	(Met. Chemiluminescenza)	S/CO	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-Ag SUPERFICIE EPATITE B (HBsAg) TEST CONFERMA	91.19.1	(Met. CMIA)		SIERO (Tappo beige)	SIERO (Tappo beige)	4 gg		
S-ACIDO VALPROICO	90.03.4_0 90.17.C_2	(Met. Immunoturbidimetria)	µg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-Ac-IgG-ANTI-CITOMEGALOVIRUS IGG AVIDITA'	90.83.8_2	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	SIERO (Tappo beige)	8 gg		
S-Ac-IgG-ANTI-ROSOLIA AVIDITA'	90.83.8_3	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	SIERO (Tappo beige)	8 gg		
S-AC. ANTI TOXOPLASMA IgG AVIDITA'	90.83.8	(Met. Chemiluminescenza)		SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-UREA (AZOTEMIA)	90.44.1	(Met. Enzimatico UV)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	Service SYNLAB	2 gg	*	
U24-UREA (Azoturia)	90.44.1	(Met. Enzimatico-UV)	g/24h	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	2 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-ANTICORPI ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA I (IgG)	90.49.6	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-ANTICORPI ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA I (IgM)	90.49.6	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-POTENZIALE BIOLOGICO ANTIOSSIDANTE (BAP test)		(Met. Colorimetrico)	µmol/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
U-BARBITURICI SU MATRICE URINARIA val.clinica		(Met. EMIT)	ng/mL	URINE	Service SYNLAB	4 gg		
S-ANTICORPI ANTI-BARTONELLA HENSELAE IgG		(Met. Chemiluminescenza)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	14 gg		
S-ANTICORPI ANTI-BARTONELLA HENSELAE IgM		(Met. Chemiluminescenza)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	14 gg		
S-BETA2 MICROGLOBULINA	90.10.1	(Met. Immunoturbidimetrico)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
U24-BETA2 MICROGLOBULINA	90.10.1	(Met. Immunoturbidimetrico)	mg/24h	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	5 gg		
S-ESTRADIOLO (E2)	90.19.2	(Met. Chemiluminescenza)	pg/mL	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
Uft- BENZENE URINARIO		(Met. Gascromatografia)	µg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
S-BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA	90.10.5	(Met. Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-GONADOTROPINA CORIONICA (BETA HCG Gravidanza)	90.27.5_2	(Met. Chemiluminescenza)	U/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
S-GONADOTROPINA CORIONICA (BETA HCG MASCHILE)	90.27.5_4	(Met. Chemiluminescenza)	U/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
P-BICARBONATI (Idrogenocarbonato)	90.10.2_2	(Met. Enzimatico)	mmol/L	LITIO EPARINA (Tappo verde)	Service SYNLAB	2 gg		
S-BILIRUBINA TOTALE	90.10.4	(Met. Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-BILIRUBINA DIRETTA	90.10.7_1	(Met. Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA DI BATTERI	90.86.1				Service SYNLAB	3 gg		
U2-ESAME CITOLOGICO URINE 1 CAMPIONE	91.39.4_0	(Met. Microscopico)		Vasetto con fissativo (Tappo azzuro)	Service SYNLAB	15 gg		
U2-ESAME CITOLOGICO URINE 3 CAMPIONI	91.39.4_1	(Met. Microscopico)		Vasetto con fissativo (Tappo azzuro)	Service SYNLAB	15 gg		
CYTOBALANCE, IMMUNOBALANCE, MICROBALANCE		(Met. Molecolare/Genetico)		KIT portato dal paziente	BIOSCIENCE	nn		
P-PEPTIDE NATRIURETICO tipo b (BNP o NT-proBNP)	90.36.6	(Met. Immunofluorescenza - FIA)	pg/mL	SIERO (Tappo bianco)	SEDE	2 gg		
S-Ac. ANTI-BORRELIA BURGDORFERI IgG	90.87.5	(Met. Chemiluminescenza)	AU/MI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-Ac. ANTI-BORRELIA BURGDORFERI IgM	90.87.5	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-ANTICORPI ANTI-BP180	90.52.5_51	(Met. ELISA)	RU/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-ANTICORPI ANTI-BP230	90.52.5_52	(Met. ELISA)	RU/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-BROMURO		(Met. PHO)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	25 gg		
S-BRUCELLE ANTICORPI (Wright)	90.88.2	(Met. Agglutinazione)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
Uft-ACIDO BUTOSSIACETICO		(Met. Gascromatografia)	mg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	11 gg		
Uit-ACIDO BUTOSSIACETICO		(Met. Gascromatografia)	mg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	11 gg		
S-COMPLEMENTO (C1 Inibitore) quantitativo	90.60.1_2	(Met. Nefelometria)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
P-COMPLEMENTO C1 ESTERASI INIBITORE ATTIVITA' (FUNZIONALE)	90.60.1_3	(Met. Spettrometria)	Titolo	Plasma (Tappo azzurro)	Service SYNLAB	15 gg		
S-COMPLEMENTO-FRAZIONE C1Q	90.60.2	(Met. Nefelometria)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-COMPLEMENTO-C3 ATT (proattivatore)	90.60.2	(Met. Immunonefelometria)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-CALCIO	90.11.4	(Met. Arsenazo)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)	90.55.1	(Met. Chemiluminescenza)	kU/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 (CA 50)	90.55.5-90.55.3_3	(Met. Chemiluminescenza)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)	90.55.3_2	(Met. Chemiluminescenza)	kU/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
Sg-CADMIO		(Met. Assorbimento atomico)	µg/L	LITIO EPARINA (Tappo verde)	Service SYNLAB	8 gg		
Uft-CADMIO+creatinuria	90.11.3_3	(Met. Assorbimento atomico)	µg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	15 gg		
Uit-CADMIO+creatinuria	90.11.3_3	(Met. Assorbimento atomico)	µg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	15 gg		
Sg-CARBOSSIEMOGLOBINA	90.58.4	(Met. Spettrossimetrico)	% Hb totale	LITIO EPARINA (Tappo verde)	Service SYNLAB	10 gg		
S-CALCITONINA	90.11.5	(Met. Chemiluminescenza)	pg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
MY CHECK CANCER BIOSCIENCE		(Met. Molecolare/Genetico)		KIT ordinato dal 3C	BIOSCIENCE	nn		
S-AC. IgA - Anti Candida		(Met. EIA)	Ratio	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	9 gg		
S-AC. IgG - Anti Candida		(Met. EIA)	Ratio	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	9 gg		
S-AC. IgM - Anti Candida		(Met. EIA)	Ratio	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	9 gg		
S-ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)	90.55.2	(Met. Chemiluminescenza)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	SEDE	2 gg		
S-ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgA)	90.47.5	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-CARBAMAZEPINA	90.12.3	(Met. Immunoturbidimetria)	µg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-OXCARBAZEPINA (Monoidrossicarbazepina)	90.20.7	(Met. LC/MS)	mg/L	SIERO (Tappo giallo) SYNLAB	Service SYNLAB	6 gg		
S-ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgG)	90.47.5	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgM)	90.47.5	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4)	90.56.1 90.55.3_4	(Met. Chemiluminescenza)	U/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
U24H-CATECOLAMINE URINARIE	90.12.4	(Met. HPLC)	µg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	8 gg		
P-CATECOLAMINE (CATS)	90.04.2_2	(Met. HPLC)	pg/mL	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	8 gg		
P-CATECOLAMINE (CATS2)	90.04.2_3	(Met. HPLC)	pg/mL	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	8 gg		
U24-CALCIO TOTALE	90.11.4	(Met. Potenz. indiretta)	mg/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
U2-CALCIO II MINZ.	90.11.4_9	(Met. Colorimetrico)	mg/mg creat	URINE	SEDE	2 gg		
F-COPROCOLTURA	90.94.3	(Met. Colturale)	Tiitolo	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	6 gg		E
F-ESAME COLTURALE MICETI NELLE FECI	90.98.4_34 90.98.4_42	(Met. Colturale)	Tiitolo	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	4 gg		
S-TRANSFERRINA DESIALATA (CDT)	90.42.6_0	(Met. Elettroforesi capillare-Minicap)	%	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	6 gg		
S-TRANSFERRINA DESIALATA (CDT) in HPLC	90.42.6_0	(Met. HPLC)	%	SIERO (Tappo giallo)	Service SYNLAB	6 gg		
S-ANTIGENE CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	90.56.3 90.56.3_2	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
Sg - HLA MORBO CELIACO DQ2 - DQ8		(Met. RealTime PCR)		K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	10 gg		E
S-ANTICORPI ANTI CENTROMERO	90.52.5_24 90.47.F_0	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)	AI	SIERO (Tappo beige)	SIERO (Tappo beige)	5 gg		
S-CERULOPLASMINA	90.12.5	(Met. Immunoturbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
Uit-1,2 CICLOESANDIOLO		(Met. Gascromatografia)	mg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	17 gg		
F-CHIMOTRIPSINA		(Met. Colorimetrico)	U/g 37°C	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	18 gg		
Sg-CICLOSPORINA	90.13.2	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	5gg		
S-CISTATINA C		(Met. Immunoturbidimetrico)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
U24-CISTINA URINARIA	90.13.A_0	(Met. LC-MS)		URINE 24 ORE	Service SYNLAB	20 gg		
Es-as-ESAME CITOLOGICO DELL'ESCREATO	91.39.2_0	(Met. Microscopico)		Vasetto con fissativo (Tappo azzuro)	Service SYNLAB	15 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-ISOENZIMI CK (CREATINCHINASI)		(Met. Elettroforesi su gel d'agarosio)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-CREATINA-FOSFOCHINASI ISOENZIMA MB (CPK-MB)		(Met. CMIA)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-CLORURO (CLORO)	90.13.3	(Met. Potenz. indiretta)	mmol/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
F-RICERCA TOSSINE A+B+GDH DI CLOSTRIDIUM DIFFICILE	90.90.X_0	(Met. Immunocromatografico)	Titolo	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	3 gg		
S-CLOZAPINA e NORCLOZAPINA		(Met. HPLC)	mg/L	SIERO (Tappo giallo)	Service SYNLAB	6 gg		
S-Ac. ANTI Chlamydia pneumoniae IgA	90.89.1	(Met. ELISA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-Ac. ANTI Chlamydia pneumoniae IgG	90.89.1	(Met. ELISA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-Ac. ANTI Chlamydia pneumoniae IgM	90.89.1	(Met. ELISA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-Ac. ANTI Chlamydia trachomatis IgA	90.89.1	(Met. ELISA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-Ac. ANTI Chlamydia trachomatis IgG	90.89.1	(Met. ELISA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-Ac. ANTI Chlamydia trachomatis IgM	90.89.1	(Met. ELISA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
U24-CLORURO (CLORO) URINARIO	90.13.3	(Met. Potenzimetria indiretta)	mmol/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
S-AC. ANTI CITOMEGALOVIRUS IgG	91.14.1	(Met. Chemiluminescenza)	AU/mL	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-AC. ANTI CITOMEGALOVIRUS IgM	91.14.3	(Met. Chemiluminescenza)	S/CO	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-COBALTO		(Met. ICP-MS)	µg/L	Sangue intero (Tappo blu Metal Free)	Service SYNLAB	10 gg		
Uft-COBALTO		(Met. Assorb. atomico)	µg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-COBALTO		(Met. Assorb. atomico)	µg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
S-COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)	90.14.4	(Met. DGKC Butirrato-Tiocolina/37°C)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-AC. ANTI ERITROCITI - Test di Coombs indiretto	90.49.3	(Met. Agglutinazione su colonna)		SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-COLESTEROLO TOTALE	90.14.3	(Met. Enzimatico-Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
Sg-AC. ANTI ERITROCITARI - Test di Coombs diretto	90.58.2	(Met. agglutinazione su colonna)		K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	5 gg		
S-COPEPTINA ProAVP (sostituisce ADH-vasopressina)		(Met. IF-TRACE)	pmol/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-COMPLEMENTO C4	90.60.2	(Met. Immuno-Turbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-CORTISOLO MATTINO	90.15.3	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-CORTISOLO POMERIGGIO	90.15.3	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		C
Sal-CORTISOLO SALIVARE MATTINO	90.15.4_6	(Met. ELISA)	ng/mL	Tampone salivare	Service SYNLAB	8 gg		
Sal-CORTISOLO SALIVARE SERA	90.15.4_7	(Met. ELISA)	ng/mL	Tampone salivare	Service SYNLAB	8 gg		
U24-CORTISOLO URINARIO	90.15.3	(Met. Chemiluminescenza)	µg/24h	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	3 gg		
S-COMPLEMENTO C3	90.60.2	(Met. Immuno-Turbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-Ac. ANTI COXSACKIE VIRUS A		(Met. Fissazione del complemento)	Titolo	SIERO (Tappo rosso)	Service SYNLAB	10 gg		
S-Ac. ANTI COXSACKIE VIRUS B		(Met. Fissazione del complemento)	Titolo	SIERO (Tappo rosso)	Service SYNLAB	10 gg		
S-AC. ANTI COXSACKIE VIRUS (B1 B2 B3 B4 B5 B6) IgG		(Met. IF indiretta)	Titolo	SIERO (Tappo rosso)	Service SYNLAB	10 gg		
S-AC. ANTI COXSACKIE VIRUS (B1 B2 B3 B4 B5 B6) IgM		(Met. IF indiretta)	Titolo	SIERO (Tappo rosso)	Service SYNLAB	10 gg		
S-CREATINA CHINASI (CPK o CK)	90.15.4	(Met. Enzimatico)	IU/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
P-PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE	90.72.2	(Met. Cromogenico)	%	Plasma (Tappo azzurro)	Service SYNLAB	4 gg		
ESAME CHIMICO DEL CALCOLO RENALE	90.12.2	(Met. Spettrometrico a raggi infrarossi)	Titolo	CALCOLO URINARIO	Service SYNLAB	4 gg		
TO-RICERCA Chlamydia trachomatis	90.90.1	(Met. immunocromatografico)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Sede	2 gg		E
TU-RICERCA Chlamydia trachomatis	90.90.1	(Met. immunocromatografico)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Sede	2 gg		E
TV-RICERCA Chlamydia trachomatis	90.90.1	(Met. immunocromatografico)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Sede	2 gg		E
S-CREATININA con eventuale eGFR	90.16.3	(Met. Enzimatico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
U24-CLEARANCE DELLA CREATININA	90.16.4	(Met. calcolo derivato)	mL/min	URINE 24 ORE + SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg		
U24-CREATININURIA	90.16.3	(Met. Enzimatico)	g/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
Uft-CREATININA URINE FINE TURNO		(Met. Enzimatico)	mg/dL	URINE Fine turno	SEDE	2 gg		
Uft-CREATININA URINE INIZIO TURNO		(Met. Enzimatico)	mg/dL	URINE Inizio turno	SEDE	2 gg		
S-CROMO	90.16.5	(Met. ICP-MS)	µg/L	Sangue intero (Tappo blu Metal Free)	Service SYNLAB	10 gg		
S-CROMOGRANINA A		(Met. IF-TRACE)	ng/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-TELOPEPTIDE C-TERMINALE DEL COLLAGENE TIPO 1	90.41.6_2	(Met. Chemiluminescenza)	ng/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
Uft-CROMO	90.16.5	(Met. ICP/MS)	µg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	8 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
Uit-CROMO	90.16.5	(Met. ICP/MS)	µg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	8 gg		
F-CRYPTOSPORIDIUM RICERCA DIRETTA NELLE FECI	90.90.B_0	(Met. Immunocromatografia)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	7 gg		
U24-ACIDO CITRICO URINARIO	90.02.2	(Met. Enzimatico UV)	mmol/24h	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	8 gg		
S-RAME	90.39.4	(Met. Colorimetrico)	µg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
Uft-RAME		(Met. Assorbimento atomico)	µg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	9 gg		
Uit-RAME		(Met. Assorbimento atomico)	µg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	9 gg		
U24-RAME URINARIO	90.39.4	(Met. Assorb. Atomico)	µg/24h	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	9 gg		
S-CYFRA 21-1	90.61.3	(Met. CMIA)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-DAO (Diammino ossidasi attivita')		(Met. EIA)	U/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	18 gg		
U24-ALBUMINA (proteinuria)	90.05.1	(Met. Colorimetrico)	g/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
P-D-DIMERO. Dosaggio con metodo immunometrico	90.61.4	(Met. Immunofluorescenza - FIA)	µg/L FEU	Plasma (Tappo azzurro)	SEDE	2 gg		
S-DEIDROEPIANDROSTERONE	90.17.1	(Met. ELISA)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-11-DESOSSICORTISOLO		(Met. LC/MS)	ng/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-ANTICORPI ANTI-DENGUE IgG	91.13.1_27	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-ANTICORPI ANTI-DENGUE IgM	91.13.1_28	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-ANTICORPI ANTI-DSG1 (DESMOGLEINA 1)	90.52.5_49	(Met. ELISA)	RU/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-ANTICORPI ANTI-DSG3 (DESMOGLEINA 3)	90.52.5_50	(Met. ELISA)	RU/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)	90.17.2	(Met. CMIA)	µg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-NUMERO DI DIBUCAINA		(Met. Cinetico)	%	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-DIGOSSINA	90.21.1 90.17.C_31	(Met. Elettrochemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-DIIDROTESTOSTERONE (DHT)	90.17.5	(Met. Immunoenzimatico)	ng/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-FENITOINA (DINTOINA)	90.22.1 90.17.C_32	(Met. EMIT)	µg/mL	SIERO (Tappo giallo)	Service SYNLAB	3 gg		
U-DISBIOSI TEST		(Met. LC/MS)	µg/L+mg/L	URINE MATTINO	Service SYNLAB	8 gg		
Sg-AN.GEN. VARIANTE G20210A DELLA PROTROMBINA	G1.91_4	(Met. RealTime PCR)		Sangue intero (Tappo viola)	Service SYNLAB	9 gg		E

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-VIRUS EPATITE B (HBV) AN QUAL/QUAN DI HBV DNA	91.16.B_0	(Met. RealTime PCR)	UI/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	13 gg		
TC-Ricerca DNA Herpes Simplex virus 1-2 HSV1/HSV2	91.12.B	(Met. RealTime PCR)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	9 gg		
Sal-INTOLLERANZA AL LATTOSIO SU DNA (Tampone salivare)		(Met. RealTime PCR)		Tampone cavità orale	Service SYNLAB	10 gg		
Sg-INTOLLERANZA AL LATTOSIO SU DNA (Sangue intero)		(Met. RealTime PCR)		Sangue intero (Tappo viola)	Service SYNLAB	10 gg		
Sg-ANAL. GEN. VARIANTE G1691A FATTORE V DI LEIDEN	G1.91_3	(Met. RealTime PCR)		Sangue intero (Tappo viola)	Service SYNLAB	9 gg		E
Lq-DNA-MICOPLASMI RICERCA MOLECOLARE		(Met. RealTime PCR)		LIQUIDO SEMINALE	Service SYNLAB	7 gg		
Tu-DNA-MICOPLASMI RICERCA MOLECOLARE		(Met. RealTime PCR)		Tampone uretrale	Service SYNLAB	7 gg		
Tv-DNA-MICOPLASMI RICERCA MOLECOLARE		(Met. RealTime PCR)		Tampone vaginale	Service SYNLAB	7 gg		
U-DNA-MICOPLASMI RICERCA MOLECOLARE		(Met. RealTime PCR)		URINE I MITTO	Service SYNLAB	7 gg		
TC-Profilo 2 batteri (Neisseria e Clamidia) su DNA		(Met. RealTime PCR)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	5 gg		
TC-Profilo 4 batteri (Nei,Cla,Myc.gen,Tric) su DNA		(Met. RealTime PCR)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	6 gg		
TC-PROFILO 7 BATTERI (Screening PMA) SU DNA	90.93.C_2	(Met. RealTime PCR)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		
TU-PROFILO 7 BATTERI (Screening PMA) SU DNA	90.93.C_2	(Met. RealTime PCR)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		
Sg-ANALISI GENETICA VARIANTE A1298C GENE MTHFR	G1.91_6	(Met. RealTime PCR)		Sangue intero (Tappo viola)	Service SYNLAB	9 gg		E
Sg-ANALISI GENETICA VARIANTE C677T GENE MTHFR	G1.91_5	(Met. RealTime PCR)		Sangue intero (Tappo viola)	Service SYNLAB	9 gg		E
S-Ac-ANTI-DNASI B	91.09.1	(Met. Nefelometria)	U/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
U24-DESOSSIPIRIDINOLINA	90.17.A	(Met. HPLC)	pmol/umol creat	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	10 gg		
U2-DESOSSIPIRIDINOLINA TOTALE	90.17.A	(Met. HPLC)	pmol/umol creat	URINE MATTINO	Service SYNLAB	10 gg		
U-TEST SCREENING SOSTANZE STUPEFACENTI		(Met. Immunoenzimatico)	ng/mL	URINE MATTINO	Service SYNLAB	7 gg		C e E
S-METABOLITI REATTIVI DELL'OSSIGENO (D-ROMS test)		(Met. Colorimetrico)	U CARR	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-Ac. ANTI EPSTEIN-BARR VIRUS (EA)	91.21.1	(Met. Chemiluminescenza)	U/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-Ac. ANTI EPSTEIN BARR IgG (EBNA)	91.21.1	(Met. Chemiluminescenza)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-AC. ANTI EPSTEIN-BARR IgG (VCA)	91.21.1	(Met. Chemiluminescenza)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-AC. ANTI EPSTEIN-BARR IgM (VCA)	91.21.1	(Met. Chemiluminescenza)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-ECHINOCOCCO IgG	90.90.E_0	(Met. ELISA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
F-ESCHERICHIA COLI ENTEROEMORRAGICO NELLE FECI ESAME COLTURALE	90.92.1- 90.91.4_0	(Met. Colturale)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	5 gg		
S-PROTEINA CATIONICA EOSINOFILA (ECP)	90.68.6_0	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
ESAME COLTURALE DELL'ESPETTORATO	90.93.3	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		
F-ELASTASI 1 PANCREATICA	90.17.D_0	(Met. Chemiluminescenza)	µg/g feci	CAMPIONE FECI (provetta dedicata)	Service SYNLAB	16 gg		
S-ELETTROFORESI PROTEINE SIERICHE (PROTIDOGRAMMA)	90.38.4	(Met. Colorimetrico-Elettroforesi capillare)	g/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	3 gg		
U24-ELETTROFORESI DELLE PROTEINE URINARIE	90.39.1	(Met. Elettroforesi gel agarosio)	Titolo	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	7 gg		
Sg-EMOCROMO COMPLETO CON FORMULA	90.62.2	(Met. Conteggio Elettronico)	Titolo	K3-EDTA (Tappo viola)	SEDE	1 gg	*	
Sg-EMOCROMO - CONTEGGIO PIASTRINICO IN CITRATO	90.62.2_3	(Met. Conteggio Elettronico)	Titolo	Sangue intero (Tappo azzurro)	SEDE	1 gg	*	
S-AC. ANTI ANTIGENI INTRACELLULARI SPECIFICI (ENA)	90.47.3	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-ENA PROFILO		(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-Ac. ANTI ENDOMISIO IgA	90.47.E	(Met. IF indiretta)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-Ac. ANTI ENDOMISIO IgG	90.47.E	(Met. IF indiretta)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-ERITROPOIETINA	90.18.5	(Met. Chemiluminescenza)	mU/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
Uft-2,5-ESANDIONE LIBERO		(Met. LC/MS)	mg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	9 gg		
Uit-2,5-ESANDIONE LIBERO		(Met. LC/MS)	mg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	9 gg		
ESAME COLTURALE SU ESSUDATO ORO-FARINGEO	90.93.5_2	(Met. colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	4 gg		E
S-ESTRIOLO	90.19.3	(Met. Immunoenzimatico)	ng/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	11 gg		
S-ESTRONE	90.19.5	(Met. ELISA)	ng/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
ETILGLUCORONIDE MATRICE URINARIA (Valenza Clinica)		(Met. EIA)	ng/mL	URINE MATTINO	Service SYNLAB	5 gg		
S-ETOSUCCIMIDE	90.20.2- 90.17.B_7	(Met. LC/MS)	mg/L	SIERO (Tappo giallo)	Service SYNLAB	6 gg		
U-URINE ESAME COMPLETO.Incluso: sedimento urinario	90.44.3	(Met. Rifrattometria)	Multiple	URINE MATTINO	SEDE	3 gg		
U2-TEST DI FARLEY	90.43.8	(Met. Microscopico)	Titolo	URINE 2a MINZIONE	SEDE	2 gg		
F-FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO	90.21.3	(Met. Chimico e Microscopico)	Titolo	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	5 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
F-CALPROTECTINA FECALE		(Met. Immunofluorescenza - FIA)	mg/Kg	CAMPIONE FECI	SEDE	3 gg		
S-FERRO	90.22.5_2	(Met. FerroZine)	µg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-FENOBARBITAL	90.09.3 90.17.C_42	(Met. EMIT)	mg/L	SIERO (Tappo giallo)	Service SYNLAB	3 gg		
Uft-FENOLO	90.22.2	(Met. HPLC)	mg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	9 gg		
Uit-FENOLO	90.22.2	(Met. HPLC)	mg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	9 gg		
S-ALFA 1 FETOPROTEINA (AFP)	90.05.5_0	(Met. Chemiluminescenza)	ng/mL	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-ALFA 1 FETOPROTEINA (AFP) in gravidanza	90.05.5_2	(Met. Chemiluminescenza)	ng/mL	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-FERRITINA	90.22.3	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
U24-FERRO URINARIO	90.22.4	(Met. Assorbimento Atomico)	µg/24h	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	9 gg		
P-FIBRINOGENO CLAUSS	90.65.1 90.64.6_0	(Met. Coagulativo)	mg/dL	Plasma (Tappo azzurro)	SEDE	2 gg	*	
S-ANTICORPI ANTI FATTORE INTRINSECO	90.52.5	(Met. ELISA)	RU/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
Sg-FK506 (TACROLIMUS)		(Met. LC/MS/MS)	ng/mL	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	7 gg		
F-LATTOFERRINA FECALE		(Met. EIA)	µg/mL	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	15 gg		
S-FLECAINIDE	90.17.B_91	(Met. LC/MS)	mg/L	SIERO (Tappo giallo)	Service SYNLAB	8 gg		
S-FLUORO		(Met. Colorimetrico)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	15 gg		
Uft-ACIDO FENILMERCAPTURICO+creatinuria		(Met. LC/MS)	µg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	9 gg		
S-FOLATO (ACIDO FOLICO)	90.23.2	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
Uft-ACIDO FORMICO+creatinuria		(Met. Enz. colorimetrico)	mg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-ACIDO FORMICO+creatinuria		(Met. Enz. colorimetrico)	mg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
FOX Ric.IgG specifiche pannello intolleranze alimenti		(Met. Immunocolorimetrico)		SIERO (Tappo giallo)	SEDE	10 gg		
S-FRUTTOSAMINA	90.25.1	(Met. Enzimatico Colorimetrico)	µmol/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-FOLLITROPINA (FSH)	90.23.3	(Met. Chemiluminescenza)	UI/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
S-FT4 (T4 libero)	90.42.3	(Met. Chemiluminescenza)	ng/dL	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
S-FT3 (T3 libero)	90.43.3	(Met. Chemiluminescenza)	ng/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-TESTOSTERONE LIBERO	90.41.4	(Met. Chemiluminescenza)	ng/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-ANTICORPI ANTI GLUTAMMICO DECARBOSSILASI (GAD)	90.49.7	(Met. Chemiluminescenza)	UI/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	6gg		
S-AC. ANTI-GANGLIOSIDI IgG		(Met. Immunoblotting)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	20 gg		
S-AC. ANTI-GANGLIOSIDI IgM		(Met. Immunoblotting)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	20 gg		
S-GASTRINA	90.26.1	(Met. Chemiluminescenza)	pg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S- GASTROPROFILE (pepsinogeno A e C, Gastrina 17, H. pylori)		(Met. Chemiluminescenza)		SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		FS
S-GAMMA-GLUTAMILTRANSFERASI (gamma GT)	90.25.5	(Met. Cinetico-enzimatico)	IU/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-ORMONE SOMATOTROPO (GH)	90.35.1	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
F-GIARDIA ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI	90.94.7	(Met. Immunocromatografia)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	3 gg		
S-GLICEMIA	90.27.1	(Met. Esochinasi)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-ANTICORPI ANTI GLIADINA DEAMIDATA (DPG-AGA) IgA	90.49.Z	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico - MFI)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-ANTICORPI ANTI GLIADINA DEAMIDATA (DPG-AGA) IgG	90.49.Z 90.49.5_0	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico - MFI)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-GLUCOSIO POST-PRANDIALE (2H dopo pasto)	90.27.1	(Met. Esochinasi)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg		C
U24-GLUCOSIO URINE 24H	90.27.1	(Met. Esochinasi)	g/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
P-GLUCAGONE	90.26.3	(Met. RIA)	pg/mL	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	6-7 gg		
S-INTOLLERANZA AL GLUTINE (IgG)			mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT)	90.09.2	(Met. Cinetico-enzimatico)	IU/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT)	90.04.5	(Met. Cinetico-enzimatico)	IU/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
U-GONADOTROPINA CORIONICA (prova immun. gravid.)	90.27.3	(Met. Immunocromatografico)	mUI/mL	URINE MATTINO	SEDE	1 gg	*	
TV-BATTERI RICERCA MICROSCOPICA	90.86.4_34			PRELIEVO MICROBIOLOGICO				E
Sg-GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D)	90.65.3_2	(Met. Immunologico)	Titolo	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	3 gg		
RICERCA Du VARIANTE		(Met. Agglutinazione su colonna)		K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	2 gg		
S-Haemophilus influenzae tipoB Cont.immunitario		(Met. EIA)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	24 gg		
S-VIRUS EPATITE A (HAV) ANTICORPI IgG	91.17.1 91.17.6_2	(Met. Elettrochemiluminescenza)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-VIRUS EPATITE A (HAV) ANTICORPI IgG ctr immunit.	91.17.8_0	(Met. Elettrochemiluminescenza)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-VIRUS EPATITE A (HAV) ANTICORPI IgM	91.17.2 91.17.6_3	(Met. Elettrochemiluminescenza)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
Sg-Hb-EMOGLOBINE (HbA2, HbF, Hb Anomale)	90.66.3 90.66.7_2	(Met. Elettroforesi capillare)	Titolo	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	2 gg		
S-AC. ANTI CORE EPATITE B (HBcAb)	91.17.5	(Met. CMIA)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-AC. ANTI CORE EPATITE B IgM (HBcAb-IgM)	91.18.1	(Met. CMIA)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBeAg	91.18.2	(Met. CMIA)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-VIRUS EPATITE B (HBV) ANTIGENE HBeAg	91.18.4	(Met. CMIA)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
Sg-Hb EMOGLOBINA GLICATA	90.28.1_2	(Met. Immunoturbidimetrico)	mmol/mol	K3-EDTA (Tappo viola)	SEDE	1 gg		
S-VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBsAg	91.18.3	(Met. Chemiluminescenza)	mUI/mL	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-VIRUS EPATITE C (HCV) ANTICORPI	91.19.5	(Met. Chemiluminescenza)	S/CO	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-HCV - RNA QUALITATIVO	91.19.3_0	(Met. RealTime PCR)		SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	9 gg		
S-COLESTEROLO HDL	90.14.1	(Met. Enzimatico-Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-VIRUS EPATITE DELTA (HDV) ANTICORPI IgG	91.20.3 91.20.7_2	(Met. Immunoenzimatico)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-HE4 (Ovarian Cancer Marker)	90.56.A_0	(Met. Chemiluminescenza)	pmol/l	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-AC. ANTI-Helicobacter pylori IgG	90.94.4	(Met. Chemiluminescenza)	U/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-VIRUS EPATITE E [HEV] ANTICORPI IgG	91.20.6_2	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-VIRUS EPATITE E [HEV] ANTICORPI IgM	91.20.6_3	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
Uft-Mercurio+creatinuria		(Met. Assorbimento atomico)	µg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	25 gg		
Uit-Mercurio+creatinuria		(Met. Assorbimento atomico)	µg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	25 gg		
U24H-ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO	90.02.1	(Met. HPLC)	mg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	8 gg		
S-ANTICORPI ANTI HIV 1-2 E ANTIGENE P24	91.22.4 91.23.F_0	(Met. Immunoenzimatico)	S/CO	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-INDICE HOMA		(Met. Calcolo derivato)	Indice	SIERO (Tappo giallo)	SEDE/SYNLAB	3 gg		
S-PROLATTINA (PRL)	90.38.2 90.38.2_2	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
S- PROLATTINA (PRL) - SECONDO CAMPIONE	90.38.2 90.38.2_3	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S- PROLATTINA (PRL) - TERZO CAMPIONE	90.38.2 90.38.2_4	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
F-RICERCA Ag. H.pylori (HPSA)	90.85.3	(Met. Immunofluorescenza - FIA)		CAMPIONE FECI	SEDE	3 gg		
CAVOR - RICERCA HPV ad alto rischio (16, 18, altri 13)		(Met. RealTime PCR)		Tampone cavità orale	Service SYNLAB	8 gg		
TU - RICERCA HPV AD ALTO RISCHIO (16, 18, altri 13)		(Met. RealTime PCR)		Tampone uretrale	Service SYNLAB	8 gg		
TV - RICERCA HPV AD ALTO RISCHIO (16, 18, altri 13)		(Met. RealTime PCR)		Tampone vaginale	Service SYNLAB	8 gg		
S-PROTEINA C REATTIVA (PCR) AD ALTA SENSIBILITA'	90.72.3	(Met. Immunoturbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg		
S-VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1) ANTICORPI IgG	91.22.1_3 91.21.B_2	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 2) ANTICORPI IgG	91.22.1_3 91.21.B_2	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-Ac-ANTI HERPES SIMPLEX TIPO 1-2 IgM	91.22.1_5 91.21.B_3	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-VIRUS RETROVIRUS ANTICORPI ANTI HTLV1-HTLV2	91.26.3	(Met. Chemiluminescenza)		SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-ANTICORPI ANTI TIROSIN CHINASI (IA-2)	90.52.5_12	(Met. Chemiluminescenza)	IU/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-AMILASI ISOENZIMI		(Met. Enzimatico)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	15 gg		
IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA DEI MICETI					Service SYNLAB	30 gg		
S-IMMUNOFISSAZIONE	90.69.2_4	(Met. Immunolettroforesi)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	6 gg		
U24-IMMUNOFISSAZIONE URINARIA	90.69.2	(Met. Immunolettroforesi)	Titolo	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	6 gg		
S-IMMUNOGLOBULINA A (IgA)	90.69.4	(Met. Immuno-Turbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-IMMUNOGLOBULINA G (IgG)	90.69.4	(Met. Immuno-Turbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-IMMUNOGLOBULINE IgG SOTTOCLASSE 1	90.68.4_2	(Met. Immunonefelometria)	g/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-IMMUNOGLOBULINE IgG SOTTOCLASSE 2	90.68.4_3	(Met. Immunonefelometria)	g/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-IMMUNOGLOBULINE IgG SOTTOCLASSE 3	90.68.4_4	(Met. Immunonefelometria)	g/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-IMMUNOGLOBULINE IgG SOTTOCLASSE 4	90.68.4_5	(Met. Immunonefelometria)	g/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-IMMUNOGLOBULINA M (IgM)	90.69.4	(Met. Immuno-Turbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-INTERLEUCHINA 6		(Met. Chemiluminescenza)	pg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-RICERCA AUTOANTICORPI IMMUNOCOMPLESSI (CIC)	90.69.1_0 90.52.5_56	(Met. ELISA)	kUR/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-INIBINA B		(Met. Immunoenzimatico)	pg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	18 gg		
S-INSULINA	90.29.1	(Met. Immunofluorescenza - FIA)	µU/mL	SIERO (Tappo bianco)	SEDE	3 gg		
S-IODIO TOTALE		(Met. EIA)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	15 gg		
U24-IODIO URINARIO		(Met. ICP-MS)	µg/g creat	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	15 gg		
S-ISOENZIMI DELLA FOSFATASI ALCALINA		(Met. Enzimatico Colorimetrico IFCC 37°C)	U/l	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	11 gg		
P-ISTAMINA EMATICA		(Met. EIA)	ng/mL	LITIO EPARINA (Tappo verde)	Service SYNLAB	17 gg		FS
S-ANTICORPI ANTI JO1	90.47.7	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-POTASSIO	90.37.4	(Met. Potenz. indiretta)	mmol/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-CATENE LEGGERE KAPPA e LAMBDA	90.28.4	(Met. Immunonefelometria)	g/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
U24-CATENE LEGGERE KAPPA e LAMBDA URINARIE	90.28.4	(Met. Immunonefelometria)	g/L	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	5 gg		
S-CATENE LEGGERE KAPPA	90.28.4	(Met. Immunonefelometria)	g/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA	90.12.F	(Met. Immunonefelometria)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
U24-IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA URINARIE	90.28.4_5	(Met. Immunonefelometria)	g/L	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	5 gg		
U24-POTASSIO URINARIO	90.37.4	(Met. Potenz. indiretta)	mmol/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
U24-CATENE LEGGERE LIBERE KAPPA e LAMBDA URINARIE		(Met. Immunonefelometria)	mg/L	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	5 gg		
P-LUPUS ANTICOAGULANT (LAC)		(Met. Coagulativo)		Plasma (Tappo azzurro)	Service SYNLAB	6 gg		
P-ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) APTT Like Test	90.46.5_3	(Met. Coagulativo)		Plasma (Tappo azzurro)	Service SYNLAB	6 gg		
P-ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) dRVV Test	90.46.5_2	(Met. Coagulativo)		Plasma (Tappo azzurro)	Service SYNLAB	6 gg		
P-LACOSAMIDE	90.17.B_93	(Met. LC-MS-MS)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-CATENE LEGGERE LAMBDA	90.28.4	(Met. Immunonefelometria)	g/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-CATENE LEGGERE LIBERE LAMBDA	90.12.F	(Met. Immunonefelometria)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
U24-IMMUNOGLOBULINE: CATENE LAMBDA URINARIE	90.28.4_4	(Met. Immunonefelometria)	g/L	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	7 gg		
P-ACIDO LATTICO	90.02.5	(Met. Enz. colorimetrico)	mg/dL	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	3 gg		
S-LDH	90.29.2	(Met. P/L 37°C)	IU/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-ISOENZIMI LDH		(Met. Elettroforetico)	U/L-%	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-COLESTEROLO LDL. Determinazione diretta	90.14.2- 90.13.C 0	(Met. Enzimatico-Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-LDL OSSIDATE		(Met. ELISA)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	6 gg		
S-Ac. ANTI-LEGIONELLA	90.95.6	(Met. Chemiluminescenza)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	14 gg		
U-Ricerca Ag Legionella sierogruppo 1		(Met. Immunocromatografia)	Titolo	URINE MATTINO	Service SYNLAB	5 gg		
S-LEPTINA		(Met. Immunoenzimatico)	ng/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	15 gg		
S-LEPTOSPIRE ANTICORPI	90.96.4- 90.96.6 0	(Met. Fissazione Complemento)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-LEVETIRACETAM (KEPRA)	90.17.B_40	(Met. LC/MS)	mg/L	SIERO (Tappo giallo)	Service SYNLAB	7 gg		
S-LEVODOPA	90.17.B_24	(Met. LC/MS)	mg/L	SIERO (Tappo giallo)	Service SYNLAB	11 gg		
S-LUTEOTROPINA (LH)	90.32.3	(Met. Chemiluminescenza)	UI/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
S-LIPOPROTEINA (a)	90.30.3	(Met. Immunoturbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-LISOZIMA	90.32.6_0	(Met. Turbidimetrico)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	15 gg		
S-Ac. ANTI-LISTERIA IgG (Listeriolisina O)		(Met. ELISA)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-LITIO	90.32.2	(Met. Colorimetrico)	mEq/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)	90.51.5	(Met. Microscopia in Fluorescenza-IF)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-LIPASI PANCREATICA - LIPASI	90.30.2	(Met. Cinetico)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-Ac-ANTI-GLICOPROTEINA MIELINA ASSOCIATA (MAG)		(Met. Immunoenzimatico)	BTU	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	17 gg		
P-MANGANESE		(Met. ICP-MS)	µg/L	LITIO EPARINA (Tappo verde)	Service SYNLAB	8 gg		
U-MICROALBUMINURIA per calcolo ACR	90.33.4- 90.33.4 4	(Met. Turbidimetrico)	mg/g creat	URINE MATTINO	SEDE	2 gg		
Uft-METILETILCHETONE		(Met. Gascromatografico)	mg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-METILETILCHETONE		(Met. Gascromatografico)	mg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
Sg-METAEMOGLOBINA		(Met. Spettrossimetrico)	% Hb totale	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	8 gg		
U24H-METANEFRINE	90.33.6_2	(Met. HPLC)	µg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	10 gg		
S-MAGNESIO TOTALE	90.32.5	(Met. Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
Sg-MAGNESIO ERITROCITARIO	90.32.5_3	(Met. Spettrossimetrico)	mmol/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	9 gg		
U24-MAGNESIO TOTALE URINE 24H	90.32.5	(Met. Calmagite)	mg/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
ESAME COLTURALE PER RICERCA MICETI		(Met. Colturale)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	24 gg		
Uft- METIL ISOBUTIL CHETONE		(Met. Gas cromatografia)	mg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit- METIL ISOBUTIL CHETONE		(Met. Gas cromatografia)	mg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
S-MIOGLOBINA	90.33.5	(Met. Chemiluminescenza)	ng/mL	SIERO (Tappo bianco)	SEDE	4 gg		
U-MIOGLOBINA URINARIA	90.33.5	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	URINE MATTINO	Service SYNLAB	4 gg		
Spm-RICERCA MICOPLASMI	91.03.5	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	3 gg		E
TU-RICERCA MICOPLASMI	91.03.6	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	3 gg		E
TV-RICERCA MICOPLASMI	91.03.6	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	3 gg		C e E
U-RICERCA MICOPLASMI (urine del primo getto)	91.03.6	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	3 gg		E
S- M.N.I. (TEST MONONUCLEOSI)	91.21.3	(Met. Agglutinazione al lattice)		SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-VIRUS MORBILLO ANTICORPI IgG (sosp. infezione)	91.24.3 91.24.F_3	(Met. Chemiluminescenza)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-VIRUS MORBILLO ANTICORPI IgG (verifica stato immune)	91.24.F_2	(Met. Chemiluminescenza)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-VIRUS MORBILLO ANTICORPI IgM (sosp. infezione)	91.24.3 91.24.F_4	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-ANTICORPI ANTI MIELOPEROSSIDASI (MPO)	90.51.6	(Met. ELISA)	kUR/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-ANTICORPI ANTI MIOSITE	90.52.5_26	(Met. Immunodot)	U.A.	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-Ac ANTI-MUSK	90.52.5_46	(Met. Immunoenzimatico)	U/mL	SIERO (Tappo rosso)	Service SYNLAB	25 gg		
S-SODIO	90.40.4	(Met. Potenz. indiretta)	mmol/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
U24-SODIO URINARIO 24 H	90.40.4	(Met. Potenz. indiretta)	mmol/24h	URINE 24 ORE	SEDE	1 gg		
Ls-NEISSERIA GONORREA - ESAME COLTURALE	91.03.5_2	(Met. Colturale)		LIQUIDO SEMINALE	Service SYNLAB	5 gg		E
TU-NEISSERIA GONORREA - ESAME COLTURALE	91.03.5_6	(Met. Colturale)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	5 gg		E
TC-NEISSERIA GONORREA - ESAME COLTURALE	91.03.5_3	(Met. Colturale)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	5 gg		C e E
S-NICHEL	90.34.2	(Met. ICP-MS)	µg/L	Sangue intero (Tappo blu Metal Free)	Service SYNLAB	10 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
Uft-NICHEL	90.34.2	(Met. ICP-MS)	µg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	7 gg		
Uit-NICHEL	90.34.2	(Met. ICP-MS)	µg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	7 gg		
U24H-NORMETANEFRINE	90.33.6_4	(Met. HPLC)	µg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	8gg		
P- NORADRENALINA	90.04.2 90.03.6 5	(Met. HPLC)	pg/mL	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	8 gg		
P-METANEFRINE PLASMATICHE LIBERE (NORMETANEFRINA E METANEFRINA)	90.33.6	(Met. LC/MS)	ng/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	10 gg		
U24H-NORADRENALINA URINARIA	90.04.3 90.03.6 7	(Met. HPLC)	µg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	8 gg		
S-ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)	90.18.4	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
ANTIBIOGRAMMA	90.85.2	(Met. Minima concentrazione inibente)		Su campione primario	Service SYNLAB	5 gg		
Uft-ORTO-CRESOLO		(Met. HPLC)	mg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	9 gg		
Uit-ORTO-CRESOLO		(Met. HPLC)	mg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	9 gg		
S-17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P)	90.01.2	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
Uft-IDROSSIPIRENE		(Met. HPLC)	µg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	9 gg		
Uit-IDROSSIPIRENE		(Met. HPLC)	µg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	9 gg		
S-OMOCISTEINA	90.34.6	(Met. Enzimatico)	µmol/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-OSMOLARITA'	90.34.7_2	(Met. Punto di Congelamento)	mOsm/Kg	SIERO (Tappo blu)	Service SYNLAB	6 gg		
U-OSMOLARITA'	90.34.7_3	(Met. Pressione di vapore)	mOsm/Kg	URINE MATTINO	Service SYNLAB	6 gg		
S-OSTEOCALCINA (BGP)	90.35.4_2	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	6 gg		
U24H-OSSALATI URINARI	90.35.3	(Met. Enzimatico Colorimetrico)	mg/24h	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	7 gg		
U24H-ACIDO OMOVANILLICO	90.38.G_2	(Met. HPLC)	mg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	8 gg		
S-FOSFORO	90.24.5	(Met. Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-PROPEPTIDE AMINO-TERMINALE DEL PROCOLLAGENE Tipo	90.37.7_0	(Met. CLIA)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	6 gg		
S-FOSFATO INORGANICO	90.24.3	(Met. Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
F-PARASSITI INTESTINALI (PROTOZOI) RIC. MICROSC.	91.05.4_1 91.05.2 2	(Met. Microscopico)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	3 gg		
F-PARASSITI INTESTINALI (PROTOZOI) RIC. MICROSC. 1	91.05.4_2 91.05.2 2	(Met. Microscopico)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	3 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
F-PARASSITI INTESTINALI (PROTOZOI) RIC. MICROSC. 2	91.05.4_3 91.05.2_3	(Met. Microscopico)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	3 gg		
F-PARASSITI INTESTINALI (PROTOZOI) RIC. MICROSC. 3	91.05.4_4 91.05.2_4	(Met. Microscopico)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	3 gg		
S-FOSFATASI ACIDA TOTALE	90.23.4	(Met. Colorimetrico cinetico)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-FOSFATASI ALCALINA	90.23.5	(Met. Cinetico)	U/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-PREALBUMINA	90.37.6_2	(Met. Immunoturbidimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO	90.24.1	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-FOSFATASI ACIDA PROSTATICA		(Met. Chemiluminescenza)	ng/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-VIRUS PARVOVIRUS B19 IgG (sosp. infez./gravid.)	91.25.4- 91.25.8_3	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-VIRUS PARVOVIRUS B19 IgG (verifica stato immune)	91.25.8_2	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-VIRUS PARVOVIRUS B19 IgM (sosp. infez./gravid.)	91.25.4- 91.25.8_4	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
Sg-PIOMBO	90.36.3_2	(Met. Assorbimento atomico)	µg/dL	LITIO EPARINA (Tappo verde)	Service SYNLAB	10 gg		
Uft-PIOMBO	90.36.3_3	(Met. ICP-MS)	µg/dL	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-PIOMBO	90.36.3_3	(Met. ICP-MS)	µg/dL	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uft-PERCLOROETILENE		(Met. Gascromatografia)	µg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	8 gg		
Uit-PERCLOROETILENE		(Met. Gascromatografia)	mg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	8 gg		
S-PROTEINA C REATTIVA (PCR)	90.72.3	(Met. Turbidimetrico)	mg/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
Sg-GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH)	90.27.2	(Met. Enzimatico cinetico)	U/g Hb	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	8 gg		E
S-C Peptide BASALE	90.11.1_2	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-C PEPTIDE - PROFILO POST PRANDIALE	90.11.2_3	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
Sg-PIRUVATO CHINASI ERITROCITARIA		(Met. pHmetria differenziale)	U/g Hb	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	10 gg		
S-RAZIONE DI PAUL BUNNELL	91.21.4	(Met. Emoagglutinazione)		SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-PLAC2 (Fosfolipasi A2 assoc. alle lipoproteine)		(Met. EIA)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	15 gg		
S-FOSFATASI ALCALINA PLACENTARE		(Met. EIA)	mU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-AC. ANTI-PNEUMOCOCCO IgG		(Met. ELISA)	Index	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	17 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
U-Ricerca Ag Streptococcus pneumoniae		(Met. Immunocromatografia)		URINE MATTINO	Service SYNLAB	5 gg		
S-AC. ANTI-POLIOVIRUS (Enterovirus)		(Met. Neutralizzazione)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	24 gg		
S-ANTICORPI ANTI PROTEINASI 3 (PR3)	90.53.8	(Met. ELISA)	kUR/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-PREGNENOLONE		(Met. LC/MS)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
U24-PORFIRINE TOTALI	90.37.1	(Met. Cromatografico spettrofotometrico)	µg/24h	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	9 gg		
S-PRIMIDONE	90.37.5	(Met. EMIT)	µg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-PRIST (IgE totali)	90.68.3	(Met. Immunofluorescenza - FIA)	UI/mL	SIERO (Tappo bianco)	SEDE	2 gg		
S-PROTEINE TOTALI	90.38.5	(Met. Colorimetrico)	g/L	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg		
S-PROCALCITONINA	90.38.Z_2	(Met. Immunofluorescenza - FIA)	ng/mL	SIERO (Tappo bianco)	SEDE	2 gg		
S-PROGESTERONE	90.38.1	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
U24-PROTEINE URINARIE 24H	90.38.5	(Met. Colorimetrico)	g/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
S-PSA	90.56.5	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
S-PSA LIBERO	90.56.5	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
P-TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	90.75.4	(Met. Coagulativo)	INR	Plasma (Tappo azzurro)	SEDE	1 gg	*	
S-PARATORMONE (PTH). Molecola intatta	90.35.5_2	(Met. Chemiluminescenza)	ng/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	3 gg		
P-TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATA (APTT)	90.76.1	(Met. Coagulativo)	secondi	Plasma (Tappo azzurro)	SEDE	2 gg	*	
U24-FOSFATO INORGANICO URINARIO 24H	90.24.3	(Met. Colorimetrico)	mg/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
U24-FOSFATO URINARIO	90.24.5	(Met. Colorimetrico)	mg/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
S-Quantiferon IGRA-TB		(Met. Immunofluorescenza - FIA)	IU/mL	Plasma (Kit Specifico)	SEDE	4 gg		
S-IgE SPECIF. ALLERGOLOGICHE QUANTIT_RAST_Singolo		(Met. Chemiluminescenza)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-PROTEINA LEGANTE IL RETINOLO		(Met. Nefelometrico)	g/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
P-RENINA (Clinostatismo)	90.40.2	(Met. Chemiluminescenza)	mU/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	3 gg		
P-RENINA (Ortostatismo)	90.40.2	(Met. Chemiluminescenza)	mU/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	3 gg		
Sg-RETICOLOCITI	90.74.5	(Met. Citometrico in Fluorescenza)	Titolo	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	2 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-RICKETTSIOSIS Screening		(Met. FIA)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	12 gg		
S-Ac. ANTI RICKETTSIA CONORII		(Met. CLIA)	Index	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	12 gg		
S-Ac. ANTI RICKETTSIA TYPHI		(Met. FIA)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	12 gg		
S-ANTICORPI ANTI RNP. Determinazione singola	90.47.8	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
Sg-RESISTENZE OSMOTICHE ERITROCITARIE	90.74.3	(Met. Fotometrico)	Titolo	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	4 gg		
F-RICERCA ROTAVIRUS	91.13.3	(Met. Immunocromatografia)		CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	5 gg		
S-RECETTORE SOLUBILE DELLA TRANSFERRINA		(Met. Nefelometria)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-Ac. IgA VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE	91.25.5	(Met. ELISA)	NTU	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
S-Ac. IgG VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE	91.25.5	(Met. ELISA)	NTU	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
S-FATTORE REUMATOIDE	90.64.2	(Met. ImmunoTurbidimetrico)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-AC. ANTI ROSOLIA IgG	91.26.4	(Met. Chemiluminescenza)	UI/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG ctr stato immunit.	91.26.E_0	(Met. Chemiluminescenza)	UI/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-AC. ANTI ROSOLIA IgM	91.26.6	(Met. Chemiluminescenza)	UI/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-PROTEINA S-100		(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	6 gg		
S-PROTEINA SIERO AMILOIDE A (SAA)	91.6R.F_0	(Met. Nefelometrico)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
F-FECI SANGUE OCCULTO (1° campione)	90.21.4_2	(Met. Immunologico al lattice con lettura in turbidimetria)		CAMPIONE FECI (provetta dedicata)	Service SYNLAB	3 gg		
F-FECI SANGUE OCCULTO (2° campione)	90.21.4_3	(Met. Immunologico al lattice con lettura in turbidimetria)		CAMPIONE FECI (provetta dedicata)	Service SYNLAB	3 gg		
F-FECI SANGUE OCCULTO (3° campione)	90.21.4_4	(Met. Immunologico al lattice con lettura in turbidimetria)		CAMPIONE FECI (provetta dedicata)	Service SYNLAB	3 gg		
F-FECI SANGUE OCCULTO		(Met. Immunologico al lattice con lettura in turbidimetria)		CAMPIONE FECI (provetta dedicata)	Service SYNLAB	3 gg		
S-SATURAZIONE DELLA TRANSFERRINA		(Met. calcolo derivato)	%	SIERO (Tappo giallo e beige)	SEDE	2 gg		
S-ANTICORPI ANTI Sci-70. Determinazione singola	90.47.9	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
ENTEROBIUS VERMICULARIS (OSSIURI) SCOTCH-TEST 1°	90.93.2_2	(Met. Microscopico)		SCOTCH-TEST	SEDE	2 gg		
ENTEROBIUS VERMICULARIS (OSSIURI) SCOTCH-TEST 2°	90.93.2_3	(Met. Microscopico)		SCOTCH-TEST	SEDE	2 gg		
ENTEROBIUS VERMICULARIS (OSSIURI) SCOTCH-TEST 3°	90.93.2_4	(Met. Microscopico)		SCOTCH-TEST	SEDE	2 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-SELENIO	90.40.3_0	(Met. ICP-MS)	µg/L	Sangue intero (Tappo blu Metal Free)	Service SYNLAB	14 gg		
U24H-SEROTONINA URINARIA	90.03.6_11	(Met. HPLC)	µg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	10 gg		
S-SEROTONINA	90.03.6_10	(Met. HPLC)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-GLOBULINA DI TRASPORTO ORMONI SESSUALI (SHBG)	90.25.7	(Met. Chemiluminescenza)	nmol/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA/SIEROL.DI SALMONELLE (SIOM)	91.07.4_0	(Met. Agglutinazione)		SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-ANTICORPI ANTI Sm. Determinazione singola	90.47.A	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR 1 (SOMATOMEDINA C)	90.40.7_2	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
Ls-ESAME COLTURALE DEL LIQUIDO SEMINALE	90.93.3	(Met. Colturale)	Titolo	LIQUIDO SEMINALE	Service SYNLAB	7 gg		E
S-Ac-ANTI-SPERMATOZOO		(Met. Immunofluorescenza indiretta)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
P-PROTEINA S LIBERA (Attività)	90.72.4	(Met. Immunturbidimetria)	%	Plasma (Tappo azzurro)	Service SYNLAB	4 gg		
S-ANTICORPI ANTI SSA. Determinazione singola	90.47.B_2	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-ANTICORPI ANTI Ro52 (SSA)	90.47.B_4	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-ANTICORPI ANTI Ro60 (SSA)	90.47.B_3	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-ANTICORPI ANTI SSB. Determinazione singola	90.47.C	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico-MFI)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
TF-RICERCA Ag STREPTOCOCCO gr. A		(Met. Immunocromatografico)		PRELIEVO MICROBIOLOGICO	SEDE	1 gg	*	
S-STREPTOZYME TEST	91.09.1	(Met. Emoagglutinazione)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
ESAME COLTURALE SU TAMPONE AURICOLARE DESTRO	90.93.3	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	4 gg		E
S-CISTICERCOSI (Ac.Taenia solium)		(Met. EIA)	UA	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-TITOLO ANTISTREPTOLISINA (TAS)	91.08.5	(Met. Immuno-Turbidimetrico)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-TITOLO ANTISTAFILOLISINICO		(Met. Agglutinazione su vetrino)	UI/ml	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
ESAME COLTURALE SU TAMPONE AURICOLARE SINISTRO	90.93.3	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	4 gg		E
S-Anti TBE (Tick Borne Encephalitis) IgG		(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-Anti TBE (Tick Borne Encephalitis) IgM		(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-THYROXINE BINDING GLOBULIN (TBG)	90.26.2	(Met. Chemiluminescenza)	µg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
ESAME COLTURALE SU TAMPONE BALANO-PREPUZIALE	90.93.4	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	4 gg		E
ESAME COLTURALE TAMPONE CERVICALE+ABG	90.93.3_21	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		E
ES. COLT. MICETI SU TAMPONE DI MUCOSA CAVO ORALE	90.98.4_36	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	5 gg		E
Uft-TCE (TRICLOROETANOLO)		(Met. Gascromatografia)	mg/g creat	URINE Fine turno	Service SYNLAB	9 gg		
Uit-TCE (TRICLOROETANOLO)		(Met. Gascromatografia)	mg/g creat	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	9 gg		
ESAME COLTURALE CUTE	90.93.3	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		E
S-TEOFILLINA	90.17.C_33	(Met. Fluorescenza polarizzata)	µg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-TESTOSTERONE	90.41.3	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-TOSSINA TETANICA ANTICORPI	91.08.B	(Met. ELISA)	UI/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
ESAME COLTURALE SU TAMPONE FARINGEO	90.93.5	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	4 gg		E
ESAME COLTURALE SU TAMPONE VAGINO/RETTALE	91.08.4_4	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		C e E
S-TRANSFERRINA (Capacità ferrolegante)T.I.B.C.	90.42.4_0	(Met. Ferene)	µg/dL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
Uft-ACIDO TRICLOROACETICO		(Met. Gascromatografia)	mg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	9 gg		
Uit-ACIDO TRICLOROACETICO		(Met. Gascromatografia)	mg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	9 gg		
Sg-TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA COMPLETA		(Met. Citofluorimetria)		K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	8 gg		D
S-TIREOGLOBULINA (Tg)	90.41.5	(Met. Chemiluminescenza)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
P-TIROSINA PLASMATICA		(Met. LC-MS)		K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	14 gg		
ESAME COLTURALE TAMPONE LINGUALE	90.93.3_33	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	4 gg		E
S-TRIMETILAMMINA N-OSSIDO (TMAO)		(Met. LC-MS-MS)	µmol/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	12 gg		
ESAME COLTURALE TAMPONE NASALE	90.93.3_32	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	4 gg		E
ESAME COLTURALE SU TAMPONE OCULARE DESTRO	90.93.3_22	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	4 gg		E
ESAME COLTURALE SU TAMPONE OCULARE SINISTRO	90.93.3_23	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	4 gg		E
Uft.-Toluene (Toluolo) urinario		(Met. Gas Cromatografia)	mg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	14 gg		
Uit.-Toluene (Toluolo) urinario		(Met. Gas Cromatografia)	mg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	14 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA)	90.56.4- 90.55.3 5	(Met. Chemiluminescenza)	U/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
ESAME COLTURALE SU TAMPONE PERIANALE	90.93.3_34	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		E
S-TPHA (QUANTITATIVO)	91.10.5	(Met. Emoagglutinazione in piastra)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-TPHA (QUALITATIVO)	91.10.4	(Met. Emoagglutinazione in piastra)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	4 gg		
S-ANTICORPI ANTI TIREOPEROSSIDASI (AbTPO)	90.51.4_0	(Met. Chemiluminescenza)	KUI/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-Ac-ANTI Treponema pallidum IgG	91.10.2_2	(Met. Chemiluminescenza)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-Ac-ANTI Treponema pallidum IgM	91.10.2_3	(Met. Chemiluminescenza)	AI	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-TRIGLICERIDI	90.43.2	(Met. Enzimatico-Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
S-TRIPTASI		(Met. Immunocap)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-TRITEST: ALFAFETOPROTEINA, HCG TOTALE, ESTRIOLO	90.43.1_0- 90.17.8 0	(Met. Chemiluminescenza-Immunoenzimatico)		SIERO (Tappo rosso e beige)	SEDE/SYNLAB	11 gg		
S-ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (tTG) (IgA)	90.53.D_2	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico - MFI)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-AC.TRANSGLUTAMINASI (TTG) (IgA) Celiachia adulto	90.53.D_4	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico - MFI)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (tTG) (IgG)	90.53.D_3	(Met. Multiplex Flusso Immunometrico - MFI)	kU/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-TROPONINA I, T	90.82.3	(Met. CMIA)	ng/mL	LITIO EPARINA (Tappo verde)	Service SYNLAB	3 gg		
S-TRANSFERRINA	90.42.5	(Met. Immuno-Turbidimetrico)	pg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
S-TIREOTROPINA (TSH)	90.42.1	(Met. Chemiluminescenza)	mU/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg	*	
ESAME COLTURALE SU TAMPONE URETRALE	90.93.4	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		E
ESAME COLTURALE SU TAMPONE VAGINALE	90.93.4	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		E
TAMPONE VAGINALE/RETTALE - Ricerca S. agalactie	91.08.4_2	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		C e E
TV-TRICHOMONAS VAGINALIS, ESAME COLTURALE	91.11.2_0- 91.10.A 1	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		E
ESAME COLTURALE SU TAMPONE VULVARE	90.93.4	(Met. Colturale)	Titolo	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	Service SYNLAB	7 gg		E
S-TOXOPLASMA ANTICORPI IgG e IgM. Event. Conferma	91.09.D_0	(Met. Chemiluminescenza)	UI/mL S/CO	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-AC. ANTI TOXOPLASMA IgG	91.09.4	(Met. Chemiluminescenza)	UI/mL	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
S-AC. ANTI TOXOPLASMA IgM	91.09.4	(Met. Chemiluminescenza)	S/CO	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-URATO (ACIDO URICO)	90.43.5	(Met. Enzimatico-Colorimetrico)	mg/dL	SIERO (Tappo giallo)	SEDE	2 gg	*	
U-TRICHOMONAS VAGINALIS, ESAME COLTURALE	91.10.A_1	(Met. Colturale)		URINE MATTINO	Service SYNLAB	4 gg		E
U24-URATO (ACIDO URICO) URINE 24H	90.43.5	(Met. Enzimatico-Colorimetrico)	mg/24h	URINE 24 ORE	SEDE	2 gg		
U-URINOCOLTURA	90.93.6_0	(Met. Colturale)	UFC/mL + Titolo + ABG	URINE MATTINO	Service SYNLAB	7 gg		E
U-ESAME COLTURALE DELL' URINA 1 MITTO (UROCOLTURA)		(Met. Colturale)	UFC/mL + Titolo + ABG	URINE MATTINO	Service SYNLAB	7 gg		E
U24-UROPORFIRINE	90.37.1	(Met. Cromatografico spettrofotometrico)	µg/24h	URINE 24 ORE	Service SYNLAB	7 gg		
S-VIRUS VARICELLA ANTICORPI IgG (sosp. infezione)	91.27.1-91.26.C_3	(Met. Chemiluminescenza)	mUI/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-VIRUS VARICELLA ANTICORPI IgG (verifica stato immune)	91.26.C_2	(Met. Chemiluminescenza)	mUI/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-VIRUS VARICELLA ANTICORPI IgM (sosp. infezione)	91.27.1-91.26.C_4	(Met. Chemiluminescenza)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
S-VDRL	91.11.1	(Met. Carbon Antigen Card Test)	Indice	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	3 gg		
Sg-VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)	90.82.5	(Met. Westergreen)	mm	K3-EDTA (Tappo viola)	SEDE	2 gg		
S-VITAMINA C		(Met. HPLC)	µmol/L	K3-EDTA (Tappo viola) BUIO	Service SYNLAB	7 gg		
S-VITAMINA D (25 OH)	90.44.5_2-90.44.6_2	(Met. Chemiluminescenza)	nmol/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	1 gg		
S-VITAMINA D 1,25-DIIDROSSI		(Met. Chemiluminescenza)	pg/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
S-COBALAMINA (VIT. B12)	90.13.5_2	(Met. Chemiluminescenza)	ng/L	SIERO (Tappo rosso)	SEDE	2 gg		
P-VITAMINA A		(Met. HPLC)	mg/L	K3-EDTA (Tappo viola) BUIO	Service SYNLAB	10 gg		
Sg-VITAMINA B1	90.45.1_2	(Met. LC-MS)	µg/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	9 gg		
Sg-VITAMINA B2	90.45.1_3	(Met. HPLC)	µg/L	K3-EDTA (Tappo viola) BUIO	Service SYNLAB	8 gg		
Sg-VITAMINA B6 (PIRIDOSSINA)	90.45.1_5	(Met. LC-MS)	µg/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	9 gg		
P-VITAMINA B9		(Met. CMIA)	µg/L	K3-EDTA (Tappo viola)	Service SYNLAB	11 gg		E
P-VITAMINA E		(Met. HPLC)	mg/L	K3-EDTA (Tappo viola) BUIO	Service SYNLAB	10 gg		
P-VITAMINA H		(Met. EIA)	ng/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	21 gg		
S-VITAMINA PP (Niacina)		(Met. LC/MS)	µg/L	SIERO (Tappo beige) BUIO	Service SYNLAB	12 gg		
U24H-ACIDO VANILMANDELICO (VMA)	90.03.5-90.03.6_3	(Met. HPLC)	mg/24h	URINE 24 ORE ACID.	Service SYNLAB	10 gg		

DESCRIZIONE ESAME	Codice ULSS	Metodo	Unita' misura	Provetta	Sede analisi	GG Esecuzione	Esame prioritario	NOTE
S-REAZIONE DI WAALER-ROSE	90.74.2	(Met. Emoagglutinazione)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	7 gg		
S-WEST-NILE abs IgG	91.13.1_29	(Met. Emoagglutinazione)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-WEST-NILE abs IgM	91.13.1_30	(Met. Emoagglutinazione)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	10 gg		
S-REAZIONE DI WEIL-FELIX		(Met. Agglutinazione)	Titolo	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	5 gg		
S-REAZIONE DI WIDAL-WRIGHT	91.08.1	(Met. Agglutinazione)	Titolo	SIERO (Tappo rosso)	Service SYNLAB	5 gg		
F-YERSINIA NELLE FECI ESAME COLTURALE	91.27.5_2	(Met. Colturale)	Titolo	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	3 gg		
S-ZINCO		(Met. Colorimetrico)	µg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	2 gg		
Uft-ZINCO		(Met. Colorimetrico)	µg/L	URINE Fine turno	Service SYNLAB	10 gg		
Uit-ZINCO		(Met. Colorimetrico)	µg/L	URINE Inizio turno	Service SYNLAB	10 gg		
S-ZONISAMIDE		(Met. LC-MS)	mg/L	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	8 gg		
F-ZONULINA FECALE		(Met. EIA)	µg/g feci	CAMPIONE FECI	Service SYNLAB	12 gg		
F-ZONULINA SIERICA		(Met. Chemiluminescenza)	ng/mL	SIERO (Tappo beige)	Service SYNLAB	17 gg		

LEGENDA

COLONNA: CODICE SSN

In assenza di codice la prestazione è erogata solo in regime privato

COLONNA: ESAME PRIORITARIO

Gli esami asteriscati possono essere richiesti in modalita' prioritaria (risposta in giornata)

COLONNA: NOTE

A= ESAME NON ESEGUIBILE IN GIORNO PREFESTIVO
C= ESAME ESEGUIBILE PREVIO APPUNTAMENTO
D= DA LUNEDI' A GIOVEDI' NON PREFESTIVO
E= ESAME NON ESEGUIBILE IL SABATO
FS= PRENOTABILE A FINE SEDUTA (9.20-9.30)

Per informazioni piu' dettagliate rivolgersi presso la segreteria.
Per le diverse modalita' di raccolta campioni fare riferimento al relativo modulo.

Aggiornato il 18/05/2026