

Presentarsi in accettazione a ritirare i contenitori per la raccolta.

Materiale fornito:

- Contenitore OC-Auto Sampling Bottle 3 contenente tampone
- Istruzione "Ricerca Sangue occulto nelle feci" (Mod. 08/33)

RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI SU 3 CAMPIONI**PRIMO GIORNO**

- Togliere il tappo verde girandolo verso sinistra e tirandolo verso l'alto.
- Prelevare il campione fecale con la sonda di campionamento sfregando diverse aree della superficie delle feci
- Inserire la sonda di campionamento nel contenitore e chiudere il tappo
- Non ripetere l'operazione più di una volta
- Agitare il flacone su e giù diverse volte
- Scrivere il giorno della raccolta sul contenitore o in alternativa n°1

SECONDO GIORNO

Ripetere la procedura usando un altro contenitore (data o n°2)


TERZO GIORNO

Ripetere la procedura usando un altro contenitore (data o n°3)

Dopo la raccolta i campioni si conservano a 2 – 10° C per qualche giorno. Consegnare in laboratorio i tre campioni insieme non appena possibile in orario di prelievi.

RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI SU 1 CAMPIONE

Raccogliere un campione come sopra per "PRIMO GIORNO" e consegnare in laboratorio.

**AVVERTENZE**

Non rompere il sigillo di alluminio

Non campionare le feci durante le mestruazioni

Non bere il liquido e conservarlo fuori dalla portata dei bambini

Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Tenere i contenitori non ancora utilizzati ben chiusi a T compresa tra 1 e 30°C.