

Presentarsi in accettazione a ritirare i contenitori per la raccolta.

Materiale fornito:

- Contenitore SENTIFIT pierce Tube SENTINEL contenente tampone
- Istruzione "Ricerca Sangue occulto nelle feci" (Mod. 08/33)

ATTENZIONE!!!

Non campionare le feci in caso di diarrea, durante le mestruazioni, in caso di sanguinamento dal retto (ad es. emorroidi o altre cause) o se contaminate dall'urina.

RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI SU 1 CAMPIONE

- Togliere il **TAPPO VERDE** girandolo verso sinistra e tirandolo verso l'alto;
- Prelevare il campione fecale con la sonda di campionamento sfregando diverse aree della superficie delle feci;
- Inserire la sonda di campionamento nel contenitore e chiudere il tappo;
- Non ripetere l'operazione più di una volta;
- Agitare il flacone su e giù diverse volte;
- Scrivere il giorno della raccolta sul contenitore o in alternativa nr. 1.

Dopo la raccolta i campioni si conservano a temperatura ambiente per qualche giorno o a 2–10 °C per una settimana.

Consegnare in laboratorio il campione non appena possibile in orario di prelievi.

RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI SU 3 CAMPIONI

PRIMO GIORNO

Eseguire la stessa procedura riportata per la ricerca sangue occulto nelle feci su 1 campione.

Scrivere la data della raccolta sul contenitore o in alternativa nr. 1.

SECONDO GIORNO

Ripetere la procedura usando un altro contenitore, riportare la data o in alternativa nr. 2.

TERZO GIORNO

Ripetere la procedura usando un altro contenitore, riportare la data o in alternativa nr. 3.

Dopo la raccolta i campioni si conservano a temperatura ambiente per qualche giorno o a 2–10 °C per una settimana.

Consegnare in laboratorio i tre campioni insieme non appena possibile in orario di prelievi.



AVVERTENZE

- A) Tenere il tubo fuori dalla portata dei bambini.
- B) Il liquido contenuto nel tubo non deve essere ingerito e non deve entrare in contatto con gli occhi o con le mucose, il dispositivo è stato espressamente progettato per evitare la fuoriuscita del liquido. Rivolgersi immediatamente al medico se si è verificato un contatto.
- C) Non inserire il tubo o una parte di esso nell'ano.
- D) Utilizzare il dispositivo una volta sola.
- E) Non aprire o tentare di aprire il tappo trasparente.

Tenere i contenitori non ancora utilizzati ben chiusi ad una temperatura compresa tra 2 e 30°C.