

Presentarsi in accettazione a ritirare i contenitori per la raccolta.

Materiale fornito:

- Contenitore **LIAISON DEVICE** contenente tampone **DA CONSERVARE PREFERIBILMENTE A +4°C (frigo)**
- Istruzione "Dosaggio dell'Elastasi 1 Pancreatica nelle feci" (Mod. 08/34)

AVVERTENZE

- **NON aprire MAI il TAPPO BIANCO. ATTENZIONE:** presenza di 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (CAS No.: 2682-20-4). In caso di contatto accidentale con la soluzione acquosa contenuta nel dispositivo, procedere sciacquando abbondantemente la parte interessata e pulendo accuratamente le superfici coinvolte. Consultare uno specialista in caso di contatto con gli occhi o in seguito alla comparsa di reazioni cutanee.
- Una volta raccolto il campione non riutilizzare il dispositivo.
- Evitare di raccogliere il campione qualora le feci non siano solide.

DOSAGGIO DELL'ELASTASI 1 PANCREATICA NELLE FECI

- Svuotare la vescica poiché l'urina può influenzare il risultato del test;
- Scrivere sul dispositivo (anche direttamente sulla plastica) COGNOME, NOME e DATA DI NASCITA;
- Effettuare la raccolta assicurandosi che il campione non venga a contatto con l'acqua;
- Tenere il dispositivo con il **TAPPO BLU rivolto verso l'ALTO**, e **SVITARE L'ASTICELLA DI RACCOLTA**;
- Immergere l'asticella di raccolta nelle feci e ripetere la procedura in 3/5 punti diversi del campione per riempire completamente le scanalature della punta dello stick.
ATTENZIONE: Assicurarsi che tutte le scanalature siano completamente riempite di feci. Non importa se la punta dello stick è ricoperta dalle feci poiché le feci in eccesso saranno rimosse nella fase successiva;
- Reinscrivere l'asticella di raccolta nel dispositivo ed avvitare strettamente. Il materiale fecale in eccesso verrà rimosso dall'asticella mediante l'imbuto in gomma;
- Conservare il dispositivo in luogo fresco e ombreggiato finché non viene consegnato al punto prelievi o al laboratorio.

Consegnare in laboratorio non appena possibile in orario di prelievi.

Dopo la raccolta conservare il campione preferibilmente a 2-8 °C (frigorifero) fino alla consegna al punto prelievi, da effettuarsi entro e non oltre 7 giorni.

MODALITA' DI RACCOLTA DELLE FECI

Raccogliere un campione come rappresentato nel grafico sottostante e consegnare in laboratorio.

